

MACHEREY-NAGEL

Encapsulado óptimo

Para un resultado de encapsulado óptimo, el encapsulador se debe ajustar a:

- Tipo y altura del cuello de encapsulado del vial
- Espesor y dureza de los séptums
- Propiedades del tapón (tipo, material)

Para ello, consulte el manual de instrucciones de cada herramienta.

! Es necesario controlar constantemente el resultado del encapsulado y, por lo tanto, los ajustes del encapsulador.

Un encapsulado incorrecto se puede reconocer por las siguientes características:



Deformación del tapón



Borde levantado del orificio central



Formación intensa de arrugas



Revestimiento de aspecto convexo



La tapa se puede girar con muy poco esfuerzo



Ejemplos de un encapsulado óptimo



estándar

ergonómico

accionado por batería

alto rendimiento

Posibles causas de un encapsulado incorrecto:

- Manejo incorrecto (asegúrese de colocar la herramienta en ángulo recto sobre el vial)
- Uso de un encapsulador inadecuado para sus necesidades específicas
→ consulte nuestro flyer para encontrar el encapsulador óptimo para sus necesidades
- Ajuste incorrecto de la herramienta del encapsulador
→ en caso de un encapsulado excesivo, se deberá reducir la presión de encapsulado;
en el caso de un encapsulado insuficiente, se deberá aumentar la presión de encapsulado

! Los encapsuladores de tipo «estándar» se deben ajustar de forma independiente en cuanto a la presión y la altura de encapsulado.



Consejos:

- Si el sellado no se ha realizado correctamente, el vial no se debe volver a encapsular. En este caso, es necesario iniciar un nuevo proceso de encapsulado con un nuevo vial y un nuevo tapón
- En el caso de los cuellos de encapsulado biselados o de tapones de encapsulado magnéticos, por lo general deberá aplicar una presión mayor que en el caso de los cuellos de encapsulado planos o de los tapones de encapsulado de aluminio
- Preste atención a un almacenamiento correcto del encapsulador
- No realice reparaciones por cuenta propia
- Recargue los encapsuladores accionados por batería solo cuando sea necesario y cuando lo indique el estado de la batería en la pantalla. Esto ayudará a prolongar la vida útil de la batería.
- Observe las instrucciones de seguridad

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

