

Información al cliente

Rev. 0

QUANTOFIX® Relax Instrucciones de limpieza

Introducción

Gracias al diseño del QUANTOFIX® Relax, no hay contacto directo entre la tira de prueba y el detector durante la medición. Sin embargo, el dispositivo puede dañarse por contaminación con el tiempo. Al medir productos lácteos u otros alimentos, pueden quedar residuos en el portador, lo cual puede ser antihigiénico. Esta guía le enseñará cómo limpiar rápida y fácilmente el QUANTOFIX® Relax durante el uso diario en el laboratorio.



Instrucción

1. Apague el dispositivo

Apague el dispositivo sin retraer manualmente el soporte de la tira de prueba.



2. Retire el soporte de la tira de prueba

Retire el soporte de la tira de prueba del carro tirando hacia adelante. Esto puede requerir un poco de fuerza, especialmente al principio.



3. Limpie el soporte de la tira de prueba

Limpie el soporte de plástico con agua jabonosa tibia o etanol. También se puede limpiar en el lavavajillas.



4. Instale el soporte de la tira de prueba

Deslice el soporte de la tira de prueba sobre el carro hasta que quede completamente retraído en la carcasa. Esto puede requerir un poco de fuerza, especialmente al principio.



5. Encienda el dispositivo

Encienda el dispositivo y el carro se moverá a su posición de funcionamiento como de costumbre. Las muescas del soporte de la tira de prueba y del carro deben estar alineadas para que el sensor de abajo quede expuesto.



Vídeo E-Training

Vea el video de instrucciones paso a paso aquí:



Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio técnico y atención al cliente

Teléfono +49 24 21 969-333
E-mail support@mn-net.com

Aceptación de pedidos

Teléfono +49 2421 969-0
E-mail info@mn-net.com