Cromatografía

MACHEREY-NAGEL

Encapsulado óptimo



Ejemplos de un encapsulado óptimo

Para un resultado de encapsulado óptimo, el encapsulador se debe ajustar a:

- Tipo y altura del cuello de encapsulado del vial
- Espesor y dureza de los septos
- Propiedades del tapón (tipo, material)

Para ello, consulte el manual de instrucciones de cada herramienta.



estándar



ergonómico



accionado por batería



alto rendimiento

¿Obtiene uno de estos resultados de encapsulado?



Deformación del tapón



Borde levantado del orificio central

Causa: Presión de encapsulado demasiado alta
Consejo: Reducir la presión poco a poco



Formación intensa de arrugas



Revestimiento de aspecto convexo



La tapa se puede girar con muy poco esfuerzo

Causa: Presión de encapsulado demasiado baja
Consejo: Aumentar la presión poco a poco

Visite nuestro sitio web y descubra

- el encapsulador adecuado para sus necesidades
- un video informativo sobre las herramientas con batería

Consejos generales para un encapsulado óptimo:

- Colocar el dispositivo en ángulo recto
- Controlar constantemente el resultado del encapsulado y los ajustes del dispositivo
- La prueba de giro solo es parcialmente confiable; no se debe realizar con mucha fuerza ni con toda la mano
- Si el resultado es defectuoso, continuar siempre con una nueva botella y una nueva tapa
- Los bordes biselados y las tapas magnéticas suelen requerir una mayor presión
- En los encapsuladores estándar, ajustar siempre la presión y la altura de manera independiente
- No realice reparaciones por su cuenta
- Determine de antemano cuál es el equipo óptimo para sus necesidades

KATES20015I Optimal crimping es5a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com