

MACHEREY-NAGEL

Pruebas rápidas para depuradoras

Pruebas rápidas



Resultados fiables con poco esfuerzo

- Rápidos y sencillos
- Económicos
- Resultados fiables



MACHEREY-NAGEL








www.mn-net.com



Pruebas rápidas MN para plantas depuradoras

El análisis del agua es una parte importante del análisis moderno en plantas depuradoras. Además de las pruebas fotométricas, los papeles reactivos son ideales para realizar análisis previos y complementarios de forma rápida y económica en plantas depuradoras. Los parámetros típicos de las plantas depuradoras son amonio, nitrato, nitrito, nitrógeno total, fósforo total y el parámetro sumatorio DQO. Para el análisis fotométrico sensible en el marco del autocontrol legal de entradas y salidas se utiliza el sistema de análisis NANOCOLOR® de MACHEREY-NAGEL. Los papeles reactivos de MACHEREY-NAGEL son el complemento perfecto para este tipo de análisis fotométricos, p. ej., para el análisis de iones interferentes y la determinación del intervalo de medición óptimo. Los papeles reactivos de MACHEREY-NAGEL son el complemento ideal para el análisis fotométrico del agua en plantas depuradoras y destacan por su manejo extremadamente fácil y su excelente calidad.

Información sobre el producto

Prueba	Producto	Utilización	Gradación	REF
	QUANTOFIX® Amonio*	<ul style="list-style-type: none"> Prueba previa ideal para determinar el intervalo de medición óptimo Resultados fiables en 30 segundos 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L de NH ₄ ⁺	91315
	QUANTOFIX® Nitrato/Nitrito*	<ul style="list-style-type: none"> Detecta de forma fiable las interferencias de nitritos antes de la determinación de nitratos 2 parámetros en una tira 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L de NO ₃ ⁻ 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L de NO ₂ ⁻	91313
	QUANTOFIX® Fosfato*	<ul style="list-style-type: none"> Prueba previa ideal para determinar el intervalo de medición óptimo Manejo extremadamente sencillo 	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L de PO ₄ ³⁻	91320
	QUANTOFIX® Cloruro	<ul style="list-style-type: none"> Fácil control de las interferencias del cloruro antes de la determinación del nitrato y de la DQO Resultados fiables en pocos segundos 	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000 mg/L de Cl ⁻	91321
	QUANTOFIX® Dureza de carbonatos	<ul style="list-style-type: none"> Fácil determinación de la capacidad ácida óptima No se requieren reactivos complementarios Resultados fiables en pocos segundos 	0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d	91323
	pH-Fix PT*	<ul style="list-style-type: none"> Determinación rápida y sencilla del pH Listo para usar en todo momento y en cualquier lugar Escala de colores brillante 	pH 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14	92111
	Papel reactivo para aceite	<ul style="list-style-type: none"> Detecta aceite en agua Manejo extremadamente sencillo Cambio de color claro e irreversible 	Sensibilidad dependiente de la sustancia oleosa	90760

QUANTOFIX® Relax REF 91346

El aparato está destinado a evaluar de forma rápida y sencilla las tiras reactivas QUANTOFIX®. En pocos segundos se obtiene un resultado cuantitativo y una impresión. Los resultados se guardan y también se pueden transferir a un PC. De este modo, podrá tomar decisiones relativas a la secuencia operativa sobre una base segura.

QUANTOFIX® Relax para un control de calidad fiable

- Máxima precisión
- Resultados objetivos
- Fácil gestión de resultados


* Estas pruebas son aptas para la evaluación con QUANTOFIX® Relax.



© DeelMityay - stock.adobe.com
KATES100110 Kläranlagen est1a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com