

MACHEREY-NAGEL

Tiras reactivas pH-Fix y QUANTOFIX®



¡Sumérgalas y lea el resultado!

- Tiras reactivas para pH y más
- Fáciles de usar y manejar
- Excelente precisión confirmada en estudios comparativos^{**},^{***}

Consulte nuestros estudios comparativos en

^{**} www.mn-net.com/media/pdf/bc/97/8d/pH-Fix-study.pdf

^{***} www.mn-net.com/media/pdf/Study_QUANTOFIX®_Peroxide_EN.pdf

pH-Fix – para la medición precisa del pH

Tecnología patentada que evita la contaminación

El indicador pH-Fix está unido de forma covalente a las almohadillas y no se filtra en la muestra. Por lo tanto, las tiras reactivas se pueden dejar en la muestra durante un tiempo indefinido sin contaminarla.



Tiras reactivas más largas que las de la competencia

El largo soporte hidrófobo de plástico evita riesgos para el usuario y la contaminación de la muestra. Permite alcanzar de forma segura incluso el fondo de recipientes profundos y las zonas de difícil acceso, para medir el peróxido.



Amplia gama de aplicaciones

Comprobación fácil del pH – en cualquier momento y en cualquier lugar

Los usuarios de todo el mundo aprecian las tiras reactivas pH-Fix. Son el método estándar para la determinación fácil y económica del pH en acuicultura, agricultura, talleres metalúrgicos, industria alimentaria, producción y muchos otros sectores.



Información de pedido

Productos pH-Fix	REF
Caja plana clásica con 100 tiras reactivas, 6 × 85 mm	
■ pH-Fix 0 – 14 ¹⁾	92110
■ pH-Fix 0,0 – 6,0 ¹⁾	92115
■ pH-Fix 2,0 – 9,0 ¹⁾	92118
■ pH-Fix 4,5 – 10,0 ¹⁾	92120
■ pH-Fix 6,0 – 10,0 ¹⁾	92122
■ pH-Fix 7,0 – 14,0 ¹⁾	92125
■ pH-Fix 0,3 – 2,3	92180
■ pH-Fix 1,7 – 3,8	92190
■ pH-Fix 3,1 – 8,3	92135
■ pH-Fix 3,6 – 6,1 ¹⁾	92130
■ pH-Fix 4,0 – 7,0	92137
■ pH-Fix 5,1 – 7,2	92140
■ pH-Fix 6,0 – 7,7 ¹⁾	92150
■ pH-Fix 7,5 – 9,5	92160
■ pH-Fix 7,9 – 9,8	92170
Tubo PlopTop con 100 tiras reactivas, 6 × 85 mm	
■ pH-Fix 0 – 14 PT	92111
■ pH-Fix 4,5 – 10,0 PT ²⁾	92121



¹⁾ Producto evaluable con el lector de tiras reactivas QUANTOFIX Relax

²⁾ Marca CE para la determinación del pH del jugo gástrico


pH-Fix and QUANTOFIX® – un dúo fiable



Excelente precisión confirmada en estudios comparativos

50 años de experiencia en la fabricación de tiras reactivas dan sus frutos. Las tiras reactivas pH-Fix 0-14 y QUANTOFIX® Peróxido 100 de MACHEREY-NAGEL no tienen nada que envidiar al producto de la competencia (MQuant®* de Merck*, n.º de art. 109535 / 110081), como demuestran los estudios comparativos. Una precisión de hasta el 96 % subraya la fiabilidad de los resultados con pH-Fix 0-14** y QUANTOFIX® Peróxido 100***.

¡Confíe en nuestra experiencia y nuestros altos estándares de calidad!



Estudio sobre pH-Fix 0-14

Eche un vistazo al estudio comparativo y convéncese usted mismo de las ventajas de pH-Fix.

* Merck y MQuant® son marcas registradas de Merck KGaA, que no está afiliada de ninguna manera a MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG.

** Consulte nuestro estudio comparativo en www.mn-net.com/media/pdf/bc/97/8d/pH-Fix-study.pdf



Estudio sobre QUANTOFIX® Peróxido

Eche un vistazo al estudio comparativo y convéncese usted mismo de las ventajas de QUANTOFIX®.

*** Consulte nuestro estudio comparativo en www.mn-net.com/media/pdf/Study_QUANTOFIX®_Peroxide_EN.pdf



Todos los parámetros que usted necesita

Rápido y fácil en el punto de interés

Incluso los usuarios sin experiencia aprecian las tiras reactivas QUANTOFIX® por sus resultados inmediatos y fiables, dondequiera que los necesiten. Las pruebas QUANTOFIX® están listas para usar inmediatamente y no requieren accesorios adicionales. Explore la amplia gama de parámetros de QUANTOFIX®.

Información de pedido

Productos QUANTOFIX®	Intervalo de medición	REF
■ Amonio ¹⁾	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L de NH ₄ ⁺	91315
■ Ácido ascórbico ¹⁾	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 700 · 1000 · 2000 mg/L de vitamina C	91314
■ Cloruro ¹⁾	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000 mg/L de Cl ⁻	91321
■ Cloro Sensitive ¹⁾	0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L de Cl ₂	91339
■ Ácidos grasos libres	0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 2 · 3 %	91365
■ Molibdeno	0 · 5 · 20 · 50 · 100 · 250 mg/L de Mo ⁶⁺	91325
■ Nitrato 100 ¹⁾	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L de NO ₃ ⁻ , 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L de NO ₂ ⁻	91351
■ Nitrato 250 ¹⁾	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 mg/L de NO ₃ ⁻	91366
■ Nitrato/nitrito ¹⁾	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L de NO ₃ ⁻ , 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L de NO ₂ ⁻	91313
■ Nitrito ¹⁾	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L de NO ₂ ⁻	91311
■ Ácido peracético 50 ¹⁾	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L de ácido peracético	91340
■ Ácido peracético 500 ¹⁾	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L de ácido peracético	91341
■ Ácido peracético 2000 ¹⁾	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L de ácido peracético	91342
■ Peróxido 25 ¹⁾	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L de H ₂ O ₂	91319
■ Peróxido 100 ¹⁾	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L de H ₂ O ₂	91312
■ Peróxido 1000 ¹⁾	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L de H ₂ O ₂	91333
■ Fosfato ¹⁾	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L de PO ₄ ³⁻	91320
■ Sulfato	200 · 400 · 800 · 1200 · 1600 mg/L de SO ₄ ²⁻	91329
■ Sulfito ¹⁾	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L de SO ₃ ²⁻	91306
■ Zinc ¹⁾	0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L de Zn ²⁺	91310

¹⁾ Producto evaluable con el lector de tiras reactivas QUANTOFIX® Relax

¡Descubra más productos QUANTOFIX® en nuestro sitio web!



Encuentre su pareja ideal

MACHEREY-NAGEL – fiabilidad "made in Germany"

- 50 años de experiencia en la fabricación de tiras reactivas
- fiables en cuanto a disponibilidad y precisión
- sumergir – leer - listo: resultado en pocos segundos

¡Pruebe nuestro StripFinder!

Pásese sin complicaciones a las tiras reactivas de MACHEREY-NAGEL utilizando el StripFinder. ¡Encuentre su combinación ideal!



¡Pruebe StripFinder
usted mismo!

StripFinder

Easily switch to MACHEREY-NAGEL test strips!

Manufacturer

-- please choose --

Item number

Search

Determinación visual o automatizada – para máxima flexibilidad

pH-Fix y QUANTOFIX® no solo se pueden evaluar visualmente con la escala de colores, sino que también se pueden medir cómodamente con nuestro reflectómetro QUANTOFIX® Relax, según su plan de trabajo y sus necesidades. La automatización evita la percepción subjetiva del color y permite realizar análisis cuantitativos que se documentan digitalmente.



¡Escanéame para más información!

¿Hemos despertado su curiosidad?

¡Consiga su muestra gratuita ahora!

Compruébelo usted mismo y descubra la calidad de MACHEREY-NAGEL. Solicite su muestra gratuita con nuestro formulario de solicitud de muestras.

www.mn-net.com/ph-fix-and-quantofix-sample-request



Su distribuidor local:



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Straße 11 · 52355 Düren · Alemania
Tel.: +49 24 21 969-0 · Correo electrónico: info@mn-net.com

© v. poth · Tijana · sinitar · Czanner – stock.adobe.com
KATES100265 pH-Fix QUANTOFIX es4a

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com

