

Customer information / Kundeninformation

February 2022

Expiration date of CHROMABOND® and CHROMAFIX® SPE products

SPE columns, cartridges and 96-well plates are used for a variety of applications. Due to this diversity, MACHEREY-NAGEL (MN) cannot set a general expiry date. This must be determined for the specific application and can therefore only be determined by the user. This is done, for example, by regularly checking the entire method.

This is valid for all SPE products unless there is a concrete expiration date given on the label or certificate of analysis.

According to "good laboratory practice" (GLP) chemicals and reagents (e.g. SPE columns), stored for three or more years, should be re-tested and re-evaluated for their specific purpose.

Haltbarkeitsangabe von CHROMABOND® und CHROMAFIX® SPE Produkten

Aufgrund der vielseitigen Anwendungen, die mit SPE-Säulen, Kartuschen und 96-well Platten durchgeführt werden können, sowie der unterschiedlichen Kriterien an diese Produkte, kann MACHEREY-NAGEL (MN) keine allgemein gültige Haltbarkeit für diese Produkte angeben. Diese muss für die jeweilige spezielle Applikation ermittelt werden und kann daher nur durch den Anwender bestimmt werden. Dies geschieht beispielsweise durch die regelmäßige Überprüfung der kompletten Methode.

Diese Aussage gilt für alle SPE-Produkte, außer wenn Angaben auf Verpackung bzw. Etikett und Analysenzertifikat auf konkrete Haltbarkeitsangaben hinweisen.

Entsprechend der Vorgaben zur „Guten Laborarbeit“ (GLP, engl. Good laboratory practice) sollten Chemikalien und Reagenzien, wie SPE-Säulen, die seit drei und mehr Jahren gelagert wurden, erneut für die spezifische Anwendung getestet bzw. reevaluiert werden.

Registered trademarks:

CHROMABOND® and CHROMAFIX®: MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG (Germany)