

MACHEREY-NAGEL

Tiras reactivas para la industria láctea



¡Solo sumérgete y lee!

- Monitorización precisa de los nitratos
- Gestión fiable de la desinfección
- Control de calidad sencillo



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Tiras reactivas MACHEREY-NAGEL – Ideales para la industria láctea

Control preciso de los nitratos

Fiabilidad «Made in Germany»

¡Confíe en los más de 50 años de experiencia en tiras reactivas de MACHEREY-NAGEL! Nuestras tiras reactivas QUANTOFIX® no solo son rápidas y fáciles de usar, sino que también ofrecen una gran precisión. La imprecisión de medición de QUANTOFIX® Nitrato es inferior al 5 %. Consulte el estudio completo en nuestro sitio web.

Aplicaciones para productos lácteos

Analice productos lácteos con alto contenido en grasa o proteínas realizando ligeros ajustes en el procedimiento. ¡Obtenga más información en las notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web!

Más en línea

Busca el estudio, las notas de aplicación y mucho más:



Práctico y cómodo: nuestro QUANTOFIX® Relax

La automatización elimina la percepción subjetiva del color y ofrece un análisis cuantitativo de las tiras reactivas con documentación digital. ¡Lleva tus análisis al siguiente nivel!

Súper fácil de limpiar

El dispositivo está diseñado para evitar el contacto directo entre la muestra y el sistema óptico de medición. El soporte para tiras reactivas, si se ensucia, es fácil de limpiar. ¡Incluso en el lavavajillas! Esto evita resultados falsos causados por residuos de muestras anteriores, ahorrándole tiempo y molestias.

Es bueno saberlo

Todas nuestras tiras reactivas pueden evaluarse utilizando la escala de colores impresa en cada etiqueta. ¡Lo que ofrece la máxima flexibilidad!



Tiras reactivas MACHERY-NAGEL – Ideales para la industria láctea

Control fiable de la desinfección

Control CIP con QUANTOFIX® Peróxido o QUANTOFIX® Ácido peracético


¡Prueba nuestras tiras reactivas QUANTOFIX® para controlar la dosis adecuada de desinfectante y asegurarte de que el proceso de limpieza no haya dejado ningún residuo!

Control fiable de los residuos en las tazas

Controle cualquier resto de peróxido tras la desinfección con aerosol para garantizar que las bacterias beneficiosas puedan seguir actuando. ¡Evite las paradas en la producción con QUANTOFIX® Peróxido 25!

¡Nuevo!

Analiza las tiras reactivas QUANTOFIX® con tu teléfono inteligente mediante QuantifyGo®:



Todo lo que necesitas – de MACHERY-NAGEL

¿Ya está caliente?

Utilice Phosphatesmo MI y Peroxtesmo MI para determinar los niveles de fosfatasa alcalina y lactoperoxidasa, lo que permite un control preciso del proceso de calentamiento.

Productos de filtración para la industria láctea

Cubetas de pesaje sin nitrógeno para la determinación del nitrógeno según el método de Kjeldahl, membranas para el recuento de gérmenes, manguitos de extracción, filtros para jeringas y mucho más.

Análisis de aguas de proceso y aguas residuales

¡Nuestras pruebas en cubetas NANOCOLOR® y los VISOCOLOR® Powder Pillows son perfectos para el análisis de cloro, hierro, dureza del agua, DQO, fosfatos, nitratos y mucho más!



Tiras reactivas MACHEREY-NAGEL – Ideales para la industria láctea

Información sobre el pedido

Producto	Aplicación	Rango de medición	REF
QUANTOFIX® Nitrato 250	Análisis de nitratos	4 – 250 mg/L NO_3^-	91366 
QUANTOFIX® Nitrato 100	Análisis de nitratos/nitritos	3 – 100 mg/L NO_3^- 0.5 – 50 mg/L NO_2^-	91351 
QUANTOFIX® Nitrito 25	Análisis de nitritos	0.5 – 25 mg/L NO_2^-	91367 
QUANTOFIX® Peróxido 25	Control de la desinfección	0.5 – 25 mg/L H_2O_2	91319 
QUANTOFIX® Peróxido 100	Control de la desinfección	1 – 100 mg/L H_2O_2	91312 
QUANTOFIX® Peróxido 1000	Control de la desinfección	50 – 1000 mg/L H_2O_2	91333 
QUANTOFIX® Ácido peracético 50	Control de la desinfección	5 – 50 mg/L PAA	91340 
QUANTOFIX® Ácido peracético 500	Control de la desinfección	50 – 500 mg/L PAA	91341 
QUANTOFIX® Ácido peracético 2000	Control de la desinfección	500 – 2000 mg/L PAA	91342 
Phosphatesmo MI	Prueba de fosfatasa alcalina	0,5 % de leche cruda en leche pasteurizada	90612
Peroxtesmo MI	Prueba de la lactoperoxidasa	3 % de leche cruda en leche UHT	90627
WATOR	Agua en la mantequilla	Según la norma DIN 10311	90610
Hoja de pruebas para ubres	Prueba de mastitis	Diagnóstico inicial	90748

Tu distribuidor local:

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

