




Ihr kostenloses Muster

Finden Sie hier Ihr kostenloses pH-Fix Muster in verschiedenen Verpackungsaufmachungen. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und Verpackungsoptionen.

So einfach ist die Bestimmung des pH-Werts mit pH-Fix:

- 

Teststreifen in die Probeflüssigkeit mit allen Testfeldern für 1 s eintauchen.
- 

Überschüssige Flüssigkeit an einem Papiertuch abstreifen.
- 

Mit der Farbskala vergleichen. Entsprechenden Wert ablesen.

Neue Ideen? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben eine klare Vision für ein private Label Produkt unter Ihrer eigenen Marke im Bereich der Tier-Urinuntersuchung? Oder benötigen Sie noch Unterstützung und Beratung, um Ihre Ideen umzusetzen? Wir sind für Sie da. Unsere kompetenten Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie sowohl bei technischen als auch vertrieblichen Fragen zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir gemeinsam Ihre individuellen Anforderungen besprechen und Ihnen bei der Realisierung Ihrer Idee helfen können.

Ihr Ansprechpartner

Dr. Thomas Tierling
Tel.: +49 2421 969-168
ttierling@mn-net.com



Zertifiziert

Wir sind seit 1996 nach den internationalen Normen ISO 9001 und EN ISO 13485 zertifiziert.



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valenciener Straße 11
52355 Düren · Deutschland
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-mail: info@mn-net.com

www.mn-net.com

Schnellteste

MACHEREY-NAGEL Stärken Sie Ihre Marke!

Exklusive
Private Label
Produkte!




Ihr VET-Gesundheitscheck

- Harntestprodukte speziell für die Tiermedizin
- Vielfältige Produktpalette und hochwertige Verpackungen
- Qualität und Vertrauen
Made in Germany

Prüfung des Säure-Base-Haushaltes

Keine Wartezeiten, kein Stress - Einfache und schnelle Überprüfung des Urinstatus

Mit unseren hochwertigen Testprodukten können Tierhalter ohne zeitaufwendige Arztbesuche den pH-Wert im Urin Ihrer Haustiere überprüfen. Unsere Produkte bieten somit die Flexibilität, jederzeit und überall den Gesundheitszustand Ihrer Tiere im Blick zu behalten.



pH-Heftchen zur klassischen Urinüberprüfung

Bieten Sie Ihren Kunden Präzision und Verpackungsvielfalt beim Prüfen des pH-Wertes im Haustierurin. Entscheiden Sie sich für unsere klassischen und bewährten pH-Heftchen zur Prüfung des pH-Wertes zwischen 5,6 und 8,0. Einfach Teststreifen abreißen, in den Urin eintauchen und Wert mittels Farbskala ablesen.



Innovative, patentierte pH-Teststreifen

Unsere patentierten pH-Fix Teststreifen überzeugen durch ihre herausragende Qualität und Präzision bei der Messung des Urinstatus. Ein längerer Plastikstreifen minimiert das Risiko des direkten Kontakts mit Urin, während er gleichzeitig einen bequemen und hygienischen Gebrauch ermöglicht. Dank der hygienischen Einzeleinsiegelung sind sie ideal für unterwegs. Nutzen Sie sie auch als informative Beigabe zu Nahrungsergänzungsmitteln und Futtermitteln, um Ihren Kunden den Einfluss verschiedener Produkte auf die Gesundheit ihrer Tiere zu verdeutlichen.



Multiparameter-Teststreifen



Vielfältige Gesundheitsüberwachung mit unseren Multiparameter-Teststreifen

Optimieren Sie die Gesundheitsüberwachung mit unserem Medi-Test Combi 10[®] VET-Streifen – die All-in-One-Lösung für umfassende Untersuchungen.

Der Teststreifen bietet eine 10-in-1 Überprüfung der wichtigsten Gesundheitsparameter. Diese Streifen sind nicht umsonst die bevorzugte Wahl von Tierärzten. Durch die Untersuchung des Spontanharns erhalten Sie schnell und einfach wichtige Informationen darüber, ob weitere diagnostische oder therapeutische Maßnahmen erforderlich sind.

Mit dem Medi-Test Combi 10[®] VET ist eine semiquantitative Bestimmung von Blut, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrit, Keton, Glucose, pH-Wert, Dichte und Leukozyten im Harn möglich. Die Parameter sind natürlich auch in anderen Kombinationen erhältlich, um den Bedürfnissen Ihrer Praxis gerecht zu werden. Die klare Anleitung beschreibt außerdem die Besonderheiten für jede untersuchte Tierart, was die Harnanalyse bei Kleintieren einfach und sicher macht.

Glucose-Teststreifen für Hundespeichel

Unsere Teststreifen für Glucose im Hundespeichel ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Diabetes, bieten Sie auch hier Ihren Kunden einzigartige Unterstützung bei der Tiergesundheit.



Hund, Katze oder Kaninchen?

Sie suchen Referenzwerte für den Harn verschiedener Tiere? Entdecken Sie hier unsere Medi-Test Referenzwerte:



Flexibilität und Qualität

Entdecken Sie die Vielfalt unserer hochwertigen Produkte für die VET-Gesundheitsanalyse und maßgeschneiderten Co-Labeling-Lösungen, die das Image Ihrer Marke steigern. Als angesehener deutscher Hersteller stehen wir für Innovation, Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität. Dabei legen wir großen Wert darauf, kontinuierlich auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Mit unseren Mindestmengen ab 1000 Stück bieten wir bereits kleinen Unternehmen eine flexible Lösung. Unsere breite Produktpalette und unsere Flexibilität ermöglichen es uns, individuelle Kundenwünsche zu erfüllen und Ihnen die perfekte private Label-Lösung für Ihr Unternehmen zu bieten.

pH-Fix Teststreifen in der Flachdose

- Passt in jede Tasche
- Kunststoffdose schützt Teststreifen und Farbskala
- Schlaue Ecke – verhindert das Einklemmen der Teststreifen
- Große Auswahl an Messbereichen verfügbar



pH-Fix Teststreifen in der PlopTop Dose

- Einfach mit einer Hand zu öffnen und zu schließen
- Extra lange Dose verhindert das Einklemmen von Streifen
- Dose steht fest auf ihrem runden Boden
- Praktisch unzerbrechlich



pH-Heftchen

- Speziell für Harnbestimmung ausgelegte Testpapiere
- Praktische Anwendung in der täglichen Routine
- Klein und handlich
- Auswahl aus verschiedenen Messbereichen



Einzel eingesiegelte Teststreifen

- Hygienische Einzelverpackungen
- Leicht und portabel
- Für individuelle Einzelanwendungen geeignet
- Sicher verpackt



Medi Test Combi 10[®] VET

- Umfassende Analyse
- Ideal für Tierärzte und Tierhalter
- Höchste Verpackungsqualität
- Vielseitige Parameterkombinationen möglich

