

MACHEREY-NAGEL

Papiere für die Keimprüfung

Filtration



Premium Qualität, Kontinuität und Flexibilität

- Erfüllung der ISTA-Vorgaben
- Maßgeschneiderte Kundenlösungen
- Made in Germany

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Papiere für die Keimprüfung

ISTA-konforme Papiere für die Saatgutprüfung

Die speziell für die Saatgutprüfung entwickelten Sorten bestehen aus hochreinem Zellstoff und sind durch die Experten von MACHEREY-NAGEL optimal an die Wünsche unserer Kunden angepasst. Internationale Saatguthersteller vertrauen seit Jahren auf die Qualität von MN.

Die Papiere zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Aus hochreinem Zellstoff
- Gute Wasseraufnahme
- Wurzeln wachsen nicht ein
- Leitfähigkeit < 40 mS/m
- pH 6,0 – 7,5

MN bietet Ihnen eine breite Auswahl an Papieren für die ISTA-Methoden an:

- Top of paper (TP)
- Pleated paper (PP)
- Between Paper (BP)
- Heubach-Test mit ESA-Empfehlung

Ihre MACHEREY-NAGEL Ansprechpartner begleiten Sie vom Bemusterungsprozess, über das Alltagsgeschäft, bis hin zu Beratungen hinsichtlich neuer Herausforderungen.

Bestellinformationen

Methode	Sorte	Beschreibung	REF
Pleated paper			
	MN 7229	Plissierte Streifen, 110 x 20 x 2000 mm 50 Doppelfalten, 1008 Streifen/Pack	1007229001
	MN 7232	Plissierte Streifen, grau, 110 x 20 x 2000 mm, 50 Doppelfalten, 1008 Streifen/Pack	1007232001
	MN 614	Einschlagstreifen, genarbt	Auf Anfrage *
Top of paper			
	MN 7228	Glattes Filterpapier, 110 g/m ² , 0,18 mm dick	Auf Anfrage *
	MN 270	Glattes Filterpapier, 270 g/m ² , 0,54 mm dick	Auf Anfrage *
Between paper			
	MN 7230	Gekreppt, 160 g/m ² , 0,69 mm dick	Auf Anfrage *
	MN 651/120	Gekreppt, 120 g/m ² , 0,44 mm dick,	Auf Anfrage *
	MN 7231	Glatt, 150 g/m ² , 0,32 mm dick	Auf Anfrage *
Heubach Test – Messung des Beizstaubs			
	MN 85/70 BF	Glasfaserfilter-Rundfilter, mit Bindemittel, 50 mm	4040050
Bestimmung von Fetten			
	MN 645	Extraktionshülsen für Soxhlet – auch Schnell-Extraktionssysteme	Auf Anfrage *

* Individuelle Maße auf Anfrage möglich. Kontaktieren Sie uns!

Bei Fragen und für ein Angebot wenden Sie sich gerne an:
E-mail: support@mn-net.com
Telefon: 0 24 21 969-333

Follow us



sun_apple (S. 2) – stock.adobe.com
KATDE100162 Flyer Saatgutpapiere de 1 a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com