

MACHEREY-NAGEL

QUANTOFIX[®]

Nitrat 250 und Nitrit 25

Präzise.
Schnell.
Flexibel.



Das Power-Duo für Ihre Qualitätskontrolle

- Doppelte Flexibilität – Beide Teststreifen sind visuell und reflektometrisch auswertbar
- Hohe Präzision – Verlässliche Messergebnisse für fundierte Qualitätsentscheidungen
- Ideal für Routinekontrollen – Ergebnisse in nur 60 Sekunden

Optionale
instrumentelle
Auswertung!



Schnellteste

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



QUANTOFIX® Nitrat 250 und Nitrit 25

Warum ist die Analyse von Nitrat und Nitrit wichtig?

Nitrat und Nitrit sind natürliche Bestandteile vieler Lebensmittel, können aber in zu hoher Konzentration zu gesundheitlichen Risiken und regulatorischen Problemen führen – besonders in Babynahrung, Milchprodukten und pflanzlichen Erzeugnissen.

Regelmäßige Tests sind entscheidend, um gesetzliche Grenzwerte einzuhalten und die Produktqualität sicherzustellen.

Warum Teststreifen?

- Sofortige Ergebnisse vor Ort – ohne Labor oder Probenversand
- Kosteneffizient und benutzerfreundlich
- Kompakt und mobil – ideal für Produktionsbetriebe und Qualitätslabore

Anwendung und Leistung

- Ideal für Molke, Molkepulver und weiteren Lebensmittelanwendungen.
- Sehr präzise mit nur $\pm 5\%$ Abweichung in wässrigen Lösungen.
- Visuelle oder instrumentelle Auswertung möglich (QUANTOFIX® Relax optional).

Mit QUANTOFIX® Nitrat 250 und QUANTOFIX® Nitrit 25 optimieren Sie Ihre Qualität – schnell, einfach und exakt.

Beschreibung	QUANTOFIX® Nitrat 250
REF	91366
Messbereich	5–250 mg/L NO_3^- (visuell); 4–250 mg/L NO_3^- (reflektometrisch)
Abstufung	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 NO_3^-
Anzahl der Tests	100
Haltbarkeit	2 Jahre
Lagertemperatur	2–8 °C
Lieferumfang	100 Teststreifen in einer Aluminiumdose in einer Faltschachtel aus Recyclingmaterial (Bedienungsanleitung ausschließlich digital)

Beschreibung	QUANTOFIX® Nitrit 25
REF	91367
Messbereich	0,5–25 mg/L NO_2^- (visuell); 0,5–25,0 mg/L NO_2^- (reflektometrisch)
Abstufung	0 · 0,5 · 1 · 2 · 5 · 10 · 25 NO_2^-
Bestimmungen	100
Haltbarkeit	2 Jahre
Lagertemperatur	4–30 °C
Lieferumfang	100 Teststreifen in einer Aluminiumdose in Faltschachtel (Beipackzettel ausschließlich digital)

Kundensupport

Für Fragen oder Unterstützung steht Ihnen unser engagiertes Kundenserviceteam gerne unter support@mn-net.com oder telefonisch unter +49 2421 969 333 zur Verfügung.



Testen Sie es selbst

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses QUANTOFIX® Nitrat 250 und Nitrit 25 Muster an:



www.mn-net.com/sample-request

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com