

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1260

EXP 12.2025

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
1 (Green High)	863	25	838	888		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 (Green Middle)	506	25	481	531		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 (Red High)	805	25	780	830		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 (Red Middle)	387	25	362	412		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 (Blue High)	670	25	645	695		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 (Blue Middle)	356	25	331	381		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
BLD	805	25	780	830		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UBG	544	25	519	569		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BIL	1599	75	1524	1674		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PRO	154	25	129	179		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NIT	350	25	325	375		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
KET	653	25	628	678		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GLU	674	25	649	699		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
pH	546	25	521	571		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SG	506	25	481	531		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEU	387	25	362	412		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
GREEN Hoch	826	50	776	876		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GREEN Mitte	456	50	406	506		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Hoch	762	50	712	812		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Mitte	510	50	460	560		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Hoch	1007	50	957	1057		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Mitte	613	50	563	663		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Hoch	1075	50	1025	1125		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Mitte	642	50	592	692		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com