

MACHEREY-NAGEL

# Bandelettes de test

Tests rapides



## Vérification des désinfectants

Tests rapides pour le secteur de la santé

- Rapide & simple
- Des résultats fiables
- Amélioration de la sécurité des patients



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



## MN Tests rapides pour le secteur de la santé

Les professionnels de la santé utilisent différents types de désinfectants pour la désinfection générale et le nettoyage des dispositifs médicaux. Avant la désinfection des dispositifs, il a été démontré qu'il était utile de contrôler l'efficacité des bains de désinfection. Après la désinfection, tous les dispositifs doivent être rincés et contrôlés pour détecter les résidus de désinfectant avant la prochaine utilisation. Les tests rapides permettent de détecter rapidement et facilement les résidus de désinfectants. Ainsi, les bandelettes de test MN augmentent la sécurité des patients, tout en rendant le travail des professionnels de la santé plus simple et plus efficace.



### Informations sur les produits

Désinfectant	Produit	Solution de préparation	Résidus	Graduation	REF
Chlore	QUANTOFIX® Chlore 500	■		0 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L Cl <sub>2</sub>	91354
	QUANTOFIX® Chlore Sensitif*		■	0 · 0,1 · 0,5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	91339
Dioxyde de chlore	QUANTOFIX® Dioxyde de chlore 3000	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 2500 · 3000 mg/L ClO <sub>2</sub>	91357
	QUANTOFIX® Dioxyde de chlore 15		■	0 · 0,25 · 0,5 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 mg/L ClO <sub>2</sub>	91355
Glutaraldéhyde	QUANTOFIX® Glutaraldéhyde	■		0 · 0,5 · 1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 % Glutaraldéhyde	91343
Acide hydroxyacétique	pH-Fix 3,6–6,1*		■	pH 3,6 · 4,1 · 4,4 · 4,7 · 5,0 · 5,3 · 5,6 · 6,1	92130
Acide peracétique	QUANTOFIX® Acide peracétique 2000*	■		0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Acide peracétique	91342
	QUANTOFIX® Acide peracétique 500*	■		0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L Acide peracétique	91341
	QUANTOFIX® Acide peracétique 50*		■	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Acide peracétique	91340
Peroxydes	QUANTOFIX® Peroxyde 1000*	■		0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91333
	QUANTOFIX® Peroxyde 100*		■	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91312
	QUANTOFIX® Peroxyde 25*		■	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91319
QUAT	QUANTOFIX® QUAT	■		0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Chlorure de benzalkonium	91337

\* convient à l'évaluation avec le QUANTOFIX® Relax

### QUANTOFIX® Relax

Le QUANTOFIX® Relax permet l'évaluation rapide et simple des bandelettes de test QUANTOFIX®. En quelques secondes, on obtient un résultat quantitatif et son impression sur un ticket (daté, heuré). Les résultats sont enregistrés et peuvent également être transférés vers un PC. Le système QUANTOFIX® Relax est idéal pour vous aider dans le processus de décision de façon totalement objective.

QUANTOFIX® Relax – pour un contrôle qualité sûr

- La plus haute précision
- Résultats objectifs
- Gestion simple des résultats

REF 91346



© morganka (S. 1) – stock.adobe.com  
KATFR100225 Fokus Flyer Healthcare Irfa

www.mn-net.com

**MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt Cedex · France

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS

(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €

Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531

N° intracommunautaire FR04 379 859 531