

## Kundeninformation

Version 3

# PF-12<sup>Plus</sup> besteht Rüttelprüfung

Das Kompaktphotometer PF-12<sup>Plus</sup> von MACHEREY-NAGEL ist auch unter den härtesten Bedingungen einsatzfähig. Dies wurde offiziell auch von externer Stelle durch das *Wehrwissenschaftliche Institut der Bundeswehr* bestätigt.

In einem mehrstündigen Test wurde das PF-12<sup>Plus</sup> einer Rüttelprüfung bei verschiedenen Frequenzen unterzogen. Auch nach einer solch extremen Belastung ist das Gerät ohne jegliche Einschränkung voll funktionsfähig. Als einziges Photometer seiner Klasse erfüllt das PF-12<sup>Plus</sup> damit die strengen Anforderungen der Bundeswehr gemäß der Vorschrift *MIL-STD 810C* (Prüfvorschrift 514.2).



Die offiziell bestätigte Widerstandsfähigkeit des Geräts, die kompakte Größe und die Wasser- und Staubdichte nach IP 68 machen das PF-12<sup>Plus</sup> zum robustesten Kompaktphotometer im Markt. Gepaart mit der intuitiven Benutzerführung und Testvielfalt des Gerätes ist der Einsatz auch unter schwierigsten Umweltbedingungen einfach, schnell und effizient.

## Bestellinformationen

Beschreibung	REF
Photometer PF-12 <sup>Plus</sup> inkl. Software-DVD, Kurzanleitung, Heft "VISOCOLOR® ECO Testanleitungen für Kompaktphotometer PF-12 <sup>Plus</sup> ", 4 Batterien, 4 Leerküvetten, Trichter, Becher, Spritze, USB-Kabel, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch im stabilen Koffer	919250

## Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

<b>Technischer Support und Kundenberatung</b>	Tel.:	+49 24 21 969 333
	E-Mail:	support@mn-net.com
<b>Bestellannahme (national)</b>	Tel.:	+49 800 2616 000
	E-Mail:	infos@mn-net.com