

MACHEREY-NAGEL

Schnellteste für die Getränkeindustrie

Schnellteste



Sichere Ergebnisse mit geringem Aufwand

- Schnell & einfach
- Verlässliche Ergebnisse
- Effiziente Qualitätskontrolle

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com






MN Schnellteste für die Getränkeindustrie

Für Getränkehersteller und Brauereien sind sterile Anlagen, Oberflächen, Flaschen und Packungen von höchster Wichtigkeit. Desinfektionsmittel müssen vor der Abfüllung sorgfältig aus Leitungssystemen und Flaschen ausgespült werden. Teststreifen sind eine einfache, schnelle und sichere Methode, um die Spül- und Waschvorgänge zu kontrollieren. Desweiteren werden Schnellteste zur Qualitätskontrolle in vielen Bereichen der Getränkeproduktion eingesetzt. MACHEREY-NAGEL Teststreifen sind ideal für vielfältige Anwendungen in der Getränkeindustrie und unterstützen schon jetzt Firmen weltweit mit schnellen und verlässlichen Ergebnissen.



Produktinformationen

Test	Produkt	Anwendung	Abstufung	REF
	QUANTOFIX® Peroxid 25*	<ul style="list-style-type: none"> Entdeckt Peroxidrückstände zuverlässig ab 0,5 mg/L Streifen können bei Raumtemperatur gelagert werden Geschützt gegen falsch-positive Ergebnisse 	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
	QUANTOFIX® Peressigsäure 50*	<ul style="list-style-type: none"> Spezifisch für Peressigsäure Keine Peroxidstörungen während der Reaktionszeit Ideal für Desinfektionsmittel auf Peressigsäurebasis 	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L Peressigsäure	91340
	QUANTOFIX® QUAT	<ul style="list-style-type: none"> Einfacher Nachweis ausreichender Einsatzkonzentration Umrechnungstabelle für viele quaternäre Ammoniumverbindungen enthalten Sichert eine optimale Desinfektion 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Benzalkoniumchlorid	91337
	QUANTOFIX® Peroxid 1000*	<ul style="list-style-type: none"> Nachweis von Peroxidkonzentrationen bis zu 1000 mg/L Zweites Testfeld warnt vor Konzentrationen über 2000 mg/L Ermöglicht optimalen Einsatz von Desinfektionsmitteln 	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333
	QUANTOFIX® Peressigsäure 2000*	<ul style="list-style-type: none"> Spezifisch für Peressigsäure Keine Peroxidstörungen während der Reaktionszeit Nachweis von Konzentrationen bis zu 2000 mg/L 	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L Peressigsäure	91342
	QUANTOFIX® Ascorbinsäure*	<ul style="list-style-type: none"> Einfache Schnellbestimmung von Vitamin C in Saft Einfach „eintauchen & ablesen“ Verlässliche Ergebnisse nach 30 Sekunden 	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 750 · 1000 · 2000 mg/L Vitamin C	91314
	pH-Fix 0-14	<ul style="list-style-type: none"> Sofort einsatzbereit Kein Ausbluten des Indikatorfarbstoffs Brillante Farbskala für genaue Ergebnisse 	pH 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14	92110
Weitere relevante Tests				
	QUANTOFIX® Cyanid	Kontrolliert den Cyanidgehalt bei der Obstbrandherstellung		91318

QUANTOFIX® Relax REF 91346

Das Gerät dient zur schnellen und einfachen Auswertung von QUANTOFIX® Teststreifen. Innerhalb weniger Sekunden erhält man ein quantitatives Ergebnis und einen Ausdruck. Die Ergebnisse werden gespeichert und können auch an einen PC übertragen werden. Damit können Sie Entscheidungen zum Betriebsablauf auf eine sichere Grundlage stellen.

QUANTOFIX® Relax für sichere Qualitätskontrolle

- Höchste Präzision
- Objektive Ergebnisse
- Einfache Ergebnisverwaltung

* Diese Tests sind zur Auswertung mit dem QUANTOFIX® Relax geeignet.



© anutka · Tjall - stock.adobe.com
KATDE100093 Getränkeindustrie.de

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Deutschland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
 FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
 US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com