

## MACHEREY-NAGEL

# Draagbare analysekoffer voor afvalwatercontrole op zuiveringsinstallaties



### Mobiele fotometrische analyse

- Compacte fotometer PF-12<sup>Plus</sup> voor flexibele analyses
- Blokthermostaat NANOCOLOR<sup>®</sup> VARIO C2 voor snelle ontsluitingen van monsters
- Zeer veilig transport dankzij de robuuste koffer
- Cuvettetests voor nauwkeurige resultaten

# Analysekoffer voor afvalwater

## Voor een adequate controle van de zuiveringsinstallatie

### Robuuste analysekoffer

De **NANOCOLOR®** analysekoffer van MACHERY-NAGEL is speciaal ontworpen voor wateranalyses op afvalwaterzuiveringsinstallaties. De mobiele toepassing maakt een snelle en adequate controle van de juiste werking van de zuiveringsinstallatie mogelijk. Dankzij de uitrusting met **NANOCOLOR®** ronde-cuvettetests kunnen alle relevante parameters nauwkeurig en betrouwbaar worden bepaald. Het eenvoudig analyseren ter plaatse zorgt voor snelle en betrouwbare resultaten binnen zeer korte tijd en daarmee voor een onmiddellijke beoordeling van de waterkwaliteit.



Uitgerust met fotometer, blokthermostaat, reagentia en analysestoebereiden . . .

. . . is de **NANOCOLOR®** analysekoffer een mobiele meetplaats voor het maken van snelle analyses ter plaatse.



### Fotometer PF-12<sup>Plus</sup>

- Maximale flexibiliteit
- Veelzijdig door meer dan 100 voorgesprogeprogrammeerde methoden
- Intuïtief door verlicht display met zelfverklarende menusturing
- Nefelometrische troebelheidsmeting
- Geïntegreerde troebelheidsmeting in de COD-analyse (NTU-check)
- Betrouwbaar dankzij GLP-conforme opslag van de meetresultaten
- Flexibel dankzij USB-interface voor gegevenstransfer, update en voeding



### **NANOCOLOR®** VARIO C2

- Maximale zekerheid
- Touchscreen met intuïtieve menusturing
- Vergrendelbare beschermkappen voor maximale veiligheid
- USB-interfaces voor PC-aansluiting
- COD, totaal-N en totaal-P in slechts 30 minuten

### Bestelinformatie:

**NANOCOLOR®** analysekoffer met fotometer PF-12<sup>Plus</sup> REF 919 214

om individueel uit te rusten met 1 blokthermostaat **NANOCOLOR®** VARIO C2, 2 pipetten incl. pipetpunten, 3 **NANOCOLOR®** ronde-cuvettetests, batterijen, kalibratiecuvette, USB-snoer, handboek en software-DVD

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHERY-NAGEL



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Duitsland

DE / Internationaal:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

