

MACHEREY-NAGEL

DiaQuant®

Schnellteste



Teststreifen für die Dialyse

Sichere Kontrolle von

- Rückständen nach der Desinfektion
- Wirksamkeit von Desinfektionslösungen
- Rohwasser vor der Umkehrosmose

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



DiaQuant® Teststreifen für die Dialyse

Sichere Kontrolle für die Dialyse

In der Dialyse sind verlässliche Qualitäts- und Wasserkontrollen für die Sicherheit der Patienten unabdingbar. Genaue und schnelle Tests sind außerdem wichtig, um den effizienten und reibungslosen Betrieb eines Dialysezentrums zu gewährleisten.

Die DiaQuant® Produktlinie ist speziell für die Dialyse entwickelt worden, um Zulauf- bzw. Ausspülwasser zu testen und um vorgeschriebene Konzentrationen von Desinfektionsmitteln, z. B. bei der Aufbewahrung von Dialysatoren, abzusichern. Alle Tests sind einfach und sicher, erfordern kein Mixen von Chemikalien und verursachen keinerlei Verschmutzungen. Die Technologie von MACHERY-NAGEL wird weltweit von Anwendern geschätzt und erhöht die Sicherheit bei der Dialyse.



Test	Anwendung	Messbereich	Spülwasser	Rohwasser	REF
■ DiaQuant® Peressigsäure	<ul style="list-style-type: none"> Test für Rückstände von Peressigsäure in Spülwasser Spezifisch für Peressigsäure 	5–50 mg/L PES	✓		932001
■ DiaQuant® Peroxid	<ul style="list-style-type: none"> Test für Rückstände von Peroxid in Spülwasser Ergebnis in nur 10 Sekunden 	1–100 mg/L H ₂ O ₂	✓		932002
■ DiaQuant® Chlor	<ul style="list-style-type: none"> Test für Rückstände von Chlor in Spülwasser Sichere Bestimmung von Chlor auch im Zulauf zur Umkehrosmoseeinheit 	0,1–10 mg/L Cl ₂	✓	✓	932004
■ DiaQuant® Peroxid S	<ul style="list-style-type: none"> Hochempfindlicher Test für Rückstände von Peroxid in Spülwasser Ergebnis in nur 15 Sekunden 	0,5–25 mg/L H ₂ O ₂	✓		932007
■ DiaQuant® Wasserhärte	<ul style="list-style-type: none"> Verlässliche Bestimmung der Wasserhärte nach der Enthärtung Schutz der empfindlichen UO-Einheiten 	5–20 mg/L CaCO ₃		✓	932009



Überreicht durch

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11
52355 Düren · Deutschland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
 FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
 US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com