



Une qualité qui se savoure.

Des solutions pour l'industrie laitière

- Surveillance précise des nitrates
- Surveillance rapide de la désinfection
- Contrôle qualité fiable
- Surveillance aisée des eaux de process, des eaux de chaudière et des eaux usées


MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com




Des solutions pour l'industrie laitière

Analyse des produits laitiers




Analyses de l'eau*

* Pour plus d'informations, voir au verso



Des solutions pour l'industrie laitière



Résidus de peroxyde

■ 91319 QUANTOFIX® Peroxid 25



Distribution d'eau

■ 90610 WATOR



Contrôle de la pasteurisation

■ 90612 Phosphatesmo MI

Contrôle UHT

■ 91627 Peroxtesmo MI



Analyse des nitrates et des nitrites

■ 91351

QUANTOFIX® Nitrat 100


■ 91366

QUANTOFIX® Nitrat 250




Lecteur de languettes réactives

■ 91346 QUANTOFIX® Relax



Des solutions pour l'industrie laitière

Informations sur le produit

Analyses de l'eau par application			
Désinfection CIP · Peroxyde / Acide peracétique			
■ 91312 · QUANTOFIX® Peroxyde 100	1 – 100 mg/L H ₂ O ₂		
■ 91314 · QUANTOFIX® Acide peracétique 500	50 – 500 mg/L PAA		
Laboratoire · Détermination du nombre de micro-organismes			
■ 65300045050 · PORAFIL® Filtres à membrane, avec maille			
Eau de traitement · Chlore			
■ 91360 · QUANTOFIX® Chlore Sensitiv 1	0,05 – 1,2 mg/L Cl ₂		
■ 936220 · VISOCOLOR® Powder Pillows Chlore libre	0,03 – 6,00 mg/L Cl ₂		
■ 985017 · NANOCOLOR® Chlore/Ozone 2	0,05 – 2,50 mg/L Cl ₂		
Eau d'alimentation de la chaudière · Fer			
■ 91359 · QUANTOFIX® Fer Sensitiv 1	0,05 – 1,0 mg/L Fe		
■ 936227 · VISOCOLOR® Powder Pillows Fer	0,03 – 3,00 mg/L Fe		
■ 985037 · NANOCOLOR® Fer 3	0,02 – 3,00 mg/L Fe		
Eau d'alimentation de la chaudière · Dureté de l'eau			
■ 91243 · AQUADUR® Sensitive	0 · 0,3 · 0,6 · 1,1 °d · 0 · 5 · 10 · 20 ppm CaCO ₃		
■ 915002 · VISOCOLOR® HE Dureté totale H 2	0,05-2,00 °d/0,01-0,36 mmol/L Ca ²⁺		
Eaux usées			
■ 91601 · NANOCOLOR® Kit de filtration sur membrane GF/PET			
■ 985029 · NANOCOLOR® DCO 1500	100 – 1500 mg/L O ₂		
■ 985080 · NANOCOLOR® ortho-Phosphates et Phosphate total 15	0,30 – 15,00 mg/L P		
■ 985066 · NANOCOLOR® Nitrate 250	4 – 60 mg/L NO ₃ -N		
■ 985005 · NANOCOLOR® Ammonium 50	1 – 40 mg/L NH ₄ -N		

Votre distributeur local

Plus d'informations en ligne :



Follow us



KATDE100272 Guide Milchinindustrie de 1a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdet Cedex · France

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS

(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531
N° intracommunautaire FR04 379 859 531

