

Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour QUANTOFIX® Relax

Control strips for / Kontrollstreifen für / Bandes de contrôle pour QUANTOFIX® Relax

REF 913470

LOT 1313

EXP 03.2027

| | |
|---|------------------|
| Date / Datum | |
| Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre | QUANTOFIX® Relax |
| Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre | |
| Tester / Prüfer / Contrôleur | |
| Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle | |
| Location / Ort / Lieu | |
| Temperature / Temperatur / Température | |

Evaluation table / Auswertetabelle / Tableau d'évaluation

| Parameter / Paramètre | Target value / Sollwert / Valeur cible [REM] | Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM] | Min. [REM] | Max. [REM] | Result / Messwert / Valeur mesurée | Assessment / Bewertung / Conformité | |
|--------------------------|---|---|---------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | yes / ja / oui | nein / no / non |
| Rot Hoch1 | 852 | 25 | 827 | 877 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rot Mitte 2 | 503 | 25 | 478 | 528 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Grün Hoch 3 | 815 | 25 | 790 | 840 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Grün Mitte 4 | 379 | 25 | 354 | 404 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Blau Hoch 5 | 657 | 25 | 632 | 682 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Blau Mitte 6 | 350 | 25 | 325 | 375 | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

The reflectometer meets all requirements /
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /
Le réflectomètre est conforme à tous les
critères.

yes / ja / oui no / nein / non

Tester / Prüfer / Contrôleur

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com