

Kundeninformation

Version 1

Teststreifen auf dem QUANTOFIX® Relax

Bitte halten Sie Ihr QUANTOFIX Relax immer auf dem neuesten Stand.

Geräte mit der Seriennummer QRXXXX sind mit den Softwareversionen 1.X kompatibel; QR2XXXX mit den Softwareversionen 2.X; QR3XXXX mit den Softwareversionen 3.X.

Teststreifen / Methoden aus vorherigen Softwareversionen sind in neueren Softwareversionen enthalten.

Bitte beachten Sie, dass neue Teststreifen nicht zwingend auf den Geräten mit Seriennummer QRXXXX und QR2XXXX enthalten sind.

| Test | REF | Messbereich/Anzeige | Vertrauensbereich | Nachkommastellen | Auswertbar ab Version |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| QUANTOFIX® Ammonium | 91315 | 10-350 mg/L NH ₄ ⁺ | ± 20% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Ascorbinsäure | 91314 | 25-1000 mg/L Vitamin C ^{e)} | ± 15% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Chlor Sensitiv | 91339 | 0,1-10 mg/L Cl ₂ | ± 20% | 1 | 1.2 |
| QUANTOFIX® Chromat | 91301 | 3-100 mg/L CrO ₄ ²⁻ | ± 20% | 0 | 2.0.2 |
| QUANTOFIX® Formaldehyd | 91328 | 10-200 mg/L HCHO | ± 20% | 0 | 1.3 |
| QUANTOFIX® Gesamteisen 1000 | 91330 | 5-500 mg/L Fe ^{2+/3+} | ± 20% | 0 | 2.0.2 |
| QUANTOFIX® Gesamtzucker | 91352 | 55-700 mg/L Fructose/Glucose | ± 15% | 0 | 1.45 |
| QUANTOFIX® Glucose | 91348 | 50-2000 mg/L Glucose | ± 20% | 0 | 1.1 |
| QUANTOFIX® Kupfer | 91304 | 10-300 mg/L Cu ^{+ /2+} | ± 20% | 0 | 2.0.2 |
| QUANTOFIX® Nickel | 91305 | 5-100 mg/L Ni ²⁺ | ± 20% | 0 | 2.0.2 |
| QUANTOFIX® Nitrat / Nitrit | 91313 | 10-500 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5-80 mg/L NO ₂ ⁻ | ± 20% | 0 1 ^{b)} | 1.1 ^{c)} |
| QUANTOFIX® Nitrat 100 | 91351 | 3-100 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5-50 mg/L NO ₂ ⁻ | ± 20% | 0 1 ^{b)} | 1.4 ^{c) d)} |
| QUANTOFIX® Nitrate 250 | 91366 | 4-250 mg/L NO ₃ ⁻ | ± 10% | 0 | 3.05 |
| QUANTOFIX® Nitrite 25 | 91367 | 0,5-25,0 mg/L NO ₂ ⁻ | ± 20% | 1 | 3.06 |
| QUANTOFIX® Nitrit | 91311 | 0,5-80 mg/L NO ₂ ⁻ | ± 20% | 1 ^{b)} | 1.1 |
| QUANTOFIX® Nitrit 3000 | 91322 | 0,1-3,0 g/L NO ₂ ⁻ | ± 20% | 1 | 2.0 |
| QUANTOFIX® Peressigsäure 50 | 91340 | 5-50 mg/L Peressigsäure | ± 20% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Peressigsäure 500 | 91341 | 50-500 mg/L Peressigsäure | ± 10% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Peressigsäure 2000 | 91342 | 500-2000 mg/L Peressigsäure | ± 10% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Peroxid 25 | 91319 | 0,5-25,0 mg/L H ₂ O ₂ | ± 20% | 1 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Peroxid 100 | 91312 | 1-100 mg/L H ₂ O ₂ | ± 20% | 0 | 1.0 |
| QUANTOFIX® Peroxid 1000 | 91333 | 50-1000 mg/L H ₂ O ₂ | ± 10% | 0 ^{a)} | 1.0 |
| QUANTOFIX® Phosphat | 91320 | 3-80 mg/L PO ₄ ³⁻ | ± 20% | 0 | 1.2 |
| QUANTOFIX® Sulfid | 91306 | 10-500 mg/L SO ₃ ²⁻ | ± 20% | 0 | 1.1 |
| QUANTOFIX® Zink | 91310 | 5-40 mg/L Zn ²⁺ | ± 20% | 0 | 2.0.2 |
| pH-Fix 0,0-6,0 | 92115 | pH 0,5-6,0 | ± 0,2 | 1 | 1.4 |
| pH-Fix 0-14 | 92110 | pH 1,0-13,0 | ± 0,3 | 1 | 1.3 |
| pH-Fix 0-14 PT | 92111 | pH 1,0-13,0 | ± 0,3 | 1 | 1.3 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|-------------|-------|---|-----|
| pH-Fix 2,0-9,0 | 92118 | pH 2,0-9,0 | ± 0,2 | 1 | 1.2 |
| pH-Fix 3,6-6,1 | 92130 | pH 3,6-6,1 | ± 0,2 | 1 | 1.4 |
| pH-Fix 4,5-10,0 | 92120 | pH 4,5-10,0 | ± 0,2 | 1 | 1.3 |
| pH-Fix 6,0-7,7 | 92150 | pH 6,0-7,7 | ± 0,2 | 1 | 1.4 |
| pH-Fix 6,0-10,0 | 92122 | pH 6,0-10,0 | ± 0,2 | 1 | 1.0 |
| pH-Fix 7,0-14,0 | 92125 | pH 7,0-13,5 | ± 0,3 | 1 | 1.4 |

^{a)} für H₂O₂ >1000 mg/L: Probe verdünnen, Warnfeld ist optional

^{c)} Bitte veränderte Auswertung beachten.

^{b)} NO₂: <10 mg/L eine Kommastelle, ab 10 mg/L ohne Nachkommastelle

^{d)} Bitte Sondermethoden in der folgenden Tabelle beachten.

^{e)} Messbereich 50-1000 mg/L Vitamin C ab Version 1.0
Messbereich 25-1000 mg/L Vitamin C ab Version 1.45

Sondermethoden:

| Sondermethode | Analog REF | Reaktionszeit | Auswertbar ab Version |
|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| NO3 100 S1 | 91351 | 3 Minuten | 1.42 ^{f)} |
| NO3 100 S2 | 91351 | 2 Minuten | 1.42 ^{f)} |

^{f)} Sondervorschrift verfügbar; bitte kontaktieren Sie MACHEREY-NAGEL.

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-333
E-Mail: support@mn-net.com

Bestellannahme (national)

Tel.: 0800 2616 000
E-Mail: sales@mn-net.com