

MACHEREY-NAGEL

乳製品業的測試條

Rapid Tests



只需沾一下然後閱讀！

- 精準硝酸鹽監測
- 可靠的消毒管理
- 快速品質控制



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL 測試條－乳製品產業的理想之選

秒速安全－精準硝酸鹽監測

德國製造，品質可靠

信賴MACHEREY-NAGEL超過50年的檢測條經驗！我們的 QUANTOFIX® 檢測條不僅快速便捷，而且高度精準。QUANTOFIX® 硝酸鹽 250 的測量誤差小於 5%！請造訪我們的網站，查看完整研究報告。

經實驗室驗證的乳製品應用

透過對操作步驟進行微調，即可分析高脂肪或高蛋白質含量的乳製品。請造訪我們的網站，查看應用說明，以了解更多資訊！

更多線上內容

掃描二維碼查看研究報告，
應用說明及更多內容：



客觀便利－QUANTOFIX® Relax

自動化意味著審計保障。QUANTOFIX® Relax 提供客觀、數位化記錄的測量結果，並防止顏色誤判。

將您的分析提升到全新水平！聯絡您當地的經銷商，預約產品演示，親身體驗。

清潔起來超方便

本設備的設計可防止樣品與測量光學元件直接接觸。這可以防止因先前樣品殘留而導致的錯誤結果，為您節省時間和精力。

Good to know

我們所有的測試條都可以
使用每個標籤上印刷的顏色
標尺進行評估——最大
限度地提高靈活性！



MACHEREY-NAGEL 測試條－乳製品產業的理想之選

細菌無處遁形－可靠的消毒監測


Hydrogen peroxide過氧化氫, peracetic acid過氧乙酸, or chlorine氯氣
消毒對於生產美味且持久的乳製品至關重要。我們的 QUANTOFIX® 產品線
提供適用於所有常見消毒劑的各種測試條。找到適合您應用的正確條帶！

可靠的殘留物控制

監測殘留的過氧化物和過氧乙酸，確保有益菌能持續發揮作用。即使在濃
度極低的情況下，使用 QUANTOFIX® 過氧化物或 QUANTOFIX® 過氧乙酸也
能防止生產停機。

New! New! New!

用智慧型手機評估
QUANTOFIX® 測試
條！掃描二維碼以了解
QuantifyGo® 的全部資訊



注重品質－pH值、巴氏殺菌、礦物質。

我們的經典產品：pH-Fix

pH值是牛奶新鮮度的重要指標。 pH-Fix 6.0-7.7完美涵蓋了此相關範圍。
pH-Fix技術可防止染料滲入乳製品樣本。 pH-Fix提供15種不同的測量範
圍！

夠熱嗎？

使用 Phosphatesmo MI 和 Peroxtemo MI 測定鹼性磷酸酶和乳過氧化物酶
的水平，以精確監測加熱過程。

必需礦物質

使用 QUANTOFIX® 鈣或 QUANTOFIX® 鉀，快速輕鬆測定乳製品中的礦物質
含量！

奶油品質

使用我們尺寸完美的 WATOR 水測試紙，按照 DIN 10311 標準測試水-奶油
分離情況。



MACHEREY-NAGEL 測試條－乳製品產業的理想之選

Order information

Product	Application	Measurement range	REF
QUANTOFIX® Nitrate/Nitrite	硝酸鹽/亞硝酸鹽分析	10 – 500 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5 – 80 mg/L NO ₂ ⁻	91313 
QUANTOFIX® Nitrate 250	硝酸鹽分析	4 – 250 mg/L NO ₃ ⁻	91366 
QUANTOFIX® Nitrate 100	硝酸鹽/亞硝酸鹽分析	3 – 100 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5 – 50 mg/L NO ₂ ⁻	91351 
QUANTOFIX® Nitrite	亞硝酸鹽分析	0,5 – 80 mg/L NO ₂ ⁻	91311 
QUANTOFIX® Nitrite 25	亞硝酸鹽分析	0,5 – 25,0 mg/L NO ₂ ⁻	91367 
QUANTOFIX® Peroxide 25	消毒監測	0,5 – 25 mg/L H ₂ O ₂	91319 
QUANTOFIX® Peroxide 100	消毒監測	1 – 100 mg/L H ₂ O ₂	91312 
QUANTOFIX® Peroxide 1000	消毒監測	50 – 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333 
QUANTOFIX® Peracetic acid 50	消毒監測	5 – 50 mg/L PAA	91340 
QUANTOFIX® Peracetic acid 500	消毒監測	50 – 500 mg/L PAA	91341 
QUANTOFIX® Peracetic acid 2000	消毒監測	500 – 2000 mg/L PAA	91342 
QUANTOFIX® Chlorine Sensitive	消毒監測	0,1 – 10 mg/L Cl ₂	91339 
QUANTOFIX® Calcium	礦物分析	0 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Ca ²⁺	91324
QUANTOFIX® Potassium	礦物分析	0 · 200 · 400 · 700 · 1000 · 1500 mg/L K ⁺	91316
pH-Fix 6,0 – 7,7	pH值測定	pH 6,0 – 7,7	92150
Phosphatesmo MI	鹼性磷酸酶試驗	0,5 % raw milk in pasteurized milk	90612
Peroxtesmo MI	乳過氧化物酶試驗	3 % raw milk vs. UHT milk	90627
WATOR	奶油中的水分分佈	According to DIN 10311	90610
Udder test strips	乳腺炎檢查	Initial diagnosis	90748

Your local distributor:

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

