


## Dobrovoľné späťvzatie reagencií *NANOCOLOR*<sup>®</sup> na Slovensku

### Vážený zákazník,

firma MACHEREY-NAGEL Vám poskytuje dobrovoľnú servisnú službu na späťvzatie a likvidáciu Vašich opotrebovaných reagencií. Táto služba zodpovedá v plnom rozsahu slovenským zákonným predpisom a nariadeniam.

K tomu patrí aj „Nariadenie o cestnej preprave nebezpečných vecí“ (ADR) kapitola 3.4 a 3.5. Hrubá hmotnosť nesmie byť vyššia ako 30 kg.

### Firma MACHEREY-NAGEL Vám zašle:

- ✓ návod na balenie;
- ✓ kartón spolu s dodávkou, ktorý je určený pre likvidáciu a ktorý je schválený a pripustený pre prepravu nebezpečných vecí;
- ✓ formulár „Objednávka na vyzdvihnutie“;
- ✓ nálepku s adresou;
- ✓ nálepku s nápisom „Vymedzené množstvo“ 

### Čo môžete likvidovať v kartóne?

- ✓ Kartóny pre cestnú prepravu nebezpečných vecí sú určené a pripustené iba pre likvidáciu testov s okrúhlymi kvetami firmy MACHEREY-NAGEL.

Prosíme preto pre porozumenie, že odmietame prevziať jednotlivé kvety v kartóne, kvetové boxy so miešaným obsahom, neoznačené fľašky, chemikálie od druhých dodávateľov a cudzie výrobky.

### Ako prebieha likvidácia?

1. Kartóny pre likvidáciu pripravte tak, že dno prelepíte lepiacou páskou vystuženou skleneným vláknom, ktorá je najmenej 75 mm široká (pozri návod na balenie), pokiaľ tieto kartóny neboli použité na dodávku.
2. Boxy z polyetylénovej peny spolu s okrúhlymi kvetami *NANOCOLOR*<sup>®</sup> stohujte prosím vhodne v kartóne na likvidáciu. Myslite prosím na to, že štandardné kartóny boli vyvinuté pre vloženie až do 40 boxov a iba v tejto forme sú prípustné pre cestnú prepravu nebezpečných vecí. Vyberte vždy takú veľkosť kartóna, ktorá Vám umožní, aby ste kartón vyplnili kompletne.

Odporúčame používať štandardne kartóny s objemom vhodným pre 20 až 40 boxov, aby ste neprekročili hrubú hmotnosť 30 kg.

3. Tieto kartóny sa prepravujú podľa zjednodušených predpisov pre prepravu zákona o nebezpečných veciach pre „Vymedzené množstvá“ (Limited Quantities).

Preprava reagencií ako „Vymedzené množstvá“ poskytuje tieto prednosti:

- Nie sú potrebné prepravné doklady podľa zákona o nebezpečných veciach.
- Kartóny necháme vyzdvihnúť firmou prepravný doklad, ktorú sme poverili likvidáciou.

4. Uzatvorte kartóny lepiacou páskou vo forme dvojitého písmena T podľa návodu na balenie. Každý kartón musí byť opatrený nálepkou „Vymedzené množstvá“ a nálepkou s adresou našej firmy.
5. Pre vyzdvihnutie kartónov musíte vyplniť formulár prepravný doklad (uvedte názov, adresu, miesto vyzdvihnutia ako aj nami predzadaný opis odpadu).
6. Vodič firmy určenej pre likvidáciu prinesie so sebou formulár „prepravný doklad“ (so 1), do ktorého musíte zapísať už len dátum, čas a množstvo (hmotnosť resp. objem).

Prieklep formulára „prepravný doklad“ je určený pre výrobcu ako dôkaz pre vydanie.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciener Str. 11  
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com



A0xxxx / sk02 / 071x

## Vyzdvihnutie

Faxový formulár „Objednávka na vyzdvihnutie“ slúži na zadanie objednávky zo strany MACHEREY-NAGEL, na ktorom je uvedená skutočnosť, že na udanej adrese sú pripravené kartóny na vyzdvihnutie a o koľko kartónov sa jedná. Potrebné údaje uveďte čitateľne a podľa možnosti tlačným písmom. Myslite na to, že odtlačok pečiatky sa pri faxovaní často rozmaže a je pre príjemcu nečitateľný a preto neodporúčame používať pečiatky. Firma MACHEREY-NAGEL poverí svojho špeditéra, aby u Vás vyzdvihol kartóny určené na likvidáciu.

Špeditér vykoná zberné vyzdvihnutie kartónov vo Vašom okrese. Termín zberu Vám oznámime.

## Upozornenie v súvislosti s likvidáciou

Kartóny určené na likvidáciu sa pri vstupe do likvidačného podniku podrobia vstupnej kontrole. Tu sa zaznamená hmotnosť Vašich kartónov a potvrdí sa správna ďalšia likvidácia zásielky podpisom. Jeden prieklep bude zaslaný na adresu výrobcu nebezpečného odpadu.

MACHEREY-NAGEL  
Servis pre zákazníkov

MACHEREY-NAGEL  
GmbH & Co. KG

Služby pre likvidáciu  
Tel.: +49 24 21 969-371  
Fax: +49 24 21 969-197

E-Mail: [entsorgung@mn-net.com](mailto:entsorgung@mn-net.com)

Teraz vyplniť on-line na  
[www.mn-net.com/entsorgung](http://www.mn-net.com/entsorgung)

