


## NANOCOLOR® Reagenssien vapaaehtoinen takaisinotto Suomessa

### Hyvä asiakas,

käytettyjen reagenssienne takaisinotossa ja hävittämisessä on kyse firman MACHEREY-NAGEL vapaaehtoisesta palvelusta. Tämä vastaa koko laajuudessaan Suomen lakeja ja asetuksia.

Tähän kuuluu myös „Asetus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista“ (ADR), kappale 3.4 ja 3.5. Bruttopaino ei saa ylittää 30 kiloa.

### MACHEREY-NAGEL toimittaa:

- ✓ pakkausmääräykset;
- ✓ toimituksen yhteydessä jätekartongin, joka on tarkistettu ja hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen;
- ✓ lomakkeen „pick-up“;
- ✓ osoitetarran;
- ✓ tarran „Rajoitetut määrät“ 

### Mitä näissä kartongeissa saadaan hävittää?

- ✓ Vaarallisten aineiden kartongit on hyväksytty ainoastaan MACHEREY-NAGEL pyörö-kyvettitestiä hävittämiseen.

Pyydämme ymmärtämään, että meidän täytyy kieltäytyä vastaanottamasta irrallisia pyöreitä kyvettejä kartongissa, eri sisältöisiä kyvettilaatioita, merkitsemättömiä pulloja, kilpailijoiden kemikaaleja ja vieraita tuotteita.

### Miten hävittäminen tapahtuu?

1. 1. Kartongit valmistellaan hävittämistä varten liimaamalla pohja lasikuituvahvistetulla teipillä, leveys min. 75 mm (katso pakkausmääräys), sikäli kun näitä kartonkeja ei ole käytetty toimituskartonkina.
2. Laatikot PE-vaahtoa, joissa NANOCOLOR® pyöreitä kyvettejä, pinotaan hävittämiseen tarkoitettuihin kartonkeihin. Ota huomioon, että vakiokartongit on suunniteltu niin, että niihin mahtuu maksimi 40 laatikkoa ja ne on vain tässä muodossa hyväksytty vaarallisten aineiden kuljetukseen. Muita kokoja pakattaessa on aina käytettävä kartonkikokoa, joka takaa, että kartonki on aina täytetty täydellisesti.  
Suosittelemme käytettäväksi vakiokokoisia kartonkeja, joissa on suuri kapasiteetti 20 – 40 laatikkoa, jottei 30 kilon bruttopaino ylittyisi.
3. Nämä kartongit lähetetään vaarallisten aineiden lain mukaisia yksinkertaistettuja kuljetusmääräyksiä „Rajoitetut määrät“ (Limited Quantities) noudattaen.  
Reagenssien lähettämisestä „rajoitettuna määränä“ on seuraavat edut:
  - Tässä ei tarvita vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain mukaista kuljetusasiakirjaa.
  - Noutaminen tapahtuu hävittämiseen valtuuttamamme yhteistyökumppanimme toimesta kuljetusasiakirja.
4. Kartonki suljetaan kaksois-T -liimannahalla pakkausmääräysten mukaisesti. Jokaisessa kartongissa on oltava tarra „Rajoitetut määrät“ ja osoitetarra.
5. Jokaista noutamista varten on täytettävä lomake kuljetusasiakirja (siinä on oltava nimi, osoite, noutamispaikka sekä antamamme jätteen kuvaus).
6. Jätteen kuljettaja tuo mukanaan lomakkeen (4 jäljennöstä) „kuljetusasiakirja“, johon kirjoitetaan enää vain päivämäärä, kellonaika ja määrä (paino tai tilavuus).

Lomakkeen „kuljetusasiakirja“ 1. jäljennös jää tuottajalle todisteeksi toimituksesta.

### Noutaminen

Noutoa koskevan faksilomakkeen „pick-up order“ tehtävänä on ilmoittaa firmalle MACHEREY-NAGEL, kuinka paljon kartonkeja nouto-osoitteessa on valmiina. Kaikki lomakkeessa vaadittavat tiedot on täytettävä selvästi ja mahdollisesti painokirjaimin. Ota huomioon, että leima ei faksilla lähetettynä usein ole selvästi vastaanottajan luettavissa ja sitä ei tästä syystä ole suositeltavaa käyttää. MACHEREY-NAGEL antaa kuljetusliikkeensä tehtäväksi hakea jätekartongit nouto-osoitteesta.

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciennes Str. 11  
52355 Düren · Germany

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com



A0xxxx / fi02 / 071x

Kuljetusliike suorittaa yhteisnoudon piirikunnassasi. Tulemme ilmoittamaan noutamispäivämäärän.

#### Todistus hävittämisestä

Kun jätekartongit ovat saapuneet jätehuoltoyritykseen, ne joutuvat vastaanottotarkastukseen. Täällä kirjataan niiden paino ja lähetyksen määräysten mukainen edelleen hävittäminen vahvistetaan allekirjoituksella. Jäljennös tästä palautetaan toimittajalle.

MACHEREY-NAGEL

Asiakaspalvelu

MACHEREY-NAGEL  
GmbH & Co. KG

Käsittelyä koskevan palvelun

Phone: +49 (0) 24 21 969-371

Fax: +49 (0) 24 21 969-197

Sähköposti: [entsorgung@mn-net.com](mailto:entsorgung@mn-net.com)

Nyt täyttää netissä

[www.mn-net.com/entsorgung](http://www.mn-net.com/entsorgung)

