

MACHEREY-NAGEL

Snelle tests voor de drankindustrie

Ook als
OEM

Snelle tests



Veilige resultaten met weinig inspanning

- Snel & eenvoudig
- Betrouwbare resultaten
- Efficiënte kwaliteitscontrole



MACHEREY-NAGEL









www.mn-net.com



MN Dip & Read tests voor de drankindustrie

In de drankindustrie wordt traditioneel bijzondere hoge eisen aan hygiëne en de daarbij behorende technologieën gesteld. Vlekkeloze hygiëne is een voorwaarde om de hoge kwaliteitstandaards te waarborgen en voor de houdbaarheid van het eindproduct, onafhankelijk of het om bier, limonade, mineraal / drinkwater, vruchtensap of wijn gaat. Desinfectiemiddelen moeten voor het afvullen zorgvuldig uit leidingsystemen en flessen worden verwijderd. Teststrips zijn een eenvoudige, snelle en veilige methode om de spoel- en wasprocedures te controleren. Verder worden teststrips ook als kwaliteitcontrole gebruikt. MACHEREY-NAGEL teststrips zijn ideaal voor vele toepassingen in de drankindustrie en zijn wereldwijd bekend voor hun snelle en betrouwbare resultaten.



Product	Toepassing	Meetbereik	REF
 QUANTOFIX® Peroxid 25*	<ul style="list-style-type: none"> Meet betrouwbaar peroxidresiduen vanaf 0,5 mg/L Teststrips kunnen bij kamertemperatuur worden opgeslagen 	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H ₂ O ₂	91319
 QUANTOFIX® Perazijnzuur 50*	<ul style="list-style-type: none"> Speciaal voor perazijnzuur Geen peroxidestoringen tijdens de reactietijd Teststrips kunnen bij kamertemperatuur worden bewaard 	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L perazijnzuur	91340
 QUANTOFIX® QUAT	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudig bewijs van voldoende inputconcentratie Conversietable voor veel quaternaire ammoniumverbindingen opgenomen Zorgt voor optimale desinfectie 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L benzalkoniumchloride	91337
 QUANTOFIX® Peroxide 1000*	<ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor peroxideconcentraties tot max. 1000 mg/L Tweede testveld voor concentraties hoger dan 2000 mg/L Maakt een optimaal gebruik van desinfectiemiddelen 	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333
 QUANTOFIX® Perazijnzuur 2000*	<ul style="list-style-type: none"> Speciaal voor perazijnzuur Geen peroxidestoringen tijdens de reactietijd Geschikt voor concentraties tot max. 2000 mg/L 	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L perazijnzuur	91342
 QUANTOFIX® Ascorbinezuur*	<ul style="list-style-type: none"> Eenvoudige en snelle analyse van vitamine C in vruchtensap Eenvoudig dip & read, betrouwbare resultaten na 45 seconden 	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 750 · 1000 · 2000 mg/L vitamine C	91314
 pH-Fix 0-14*	<ul style="list-style-type: none"> Klaar voor gebruik Brijante kleurschaal voor een nauwkeurig resultaat Betrouwbare resultaten binnen seconden 	pH 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14	92110
Verdere relevante tests			
 QUANTOFIX® Cyanide	Controleert het cyanidegehalte bij de productie van vruchten brandewijnen (1-30 mg/L)		91318

QUANTOFIX® Relax REF 91346

Het apparaat dient voor het automatisch analyseren van de QUANTOFIX®-teststrips. Eenvoudig de teststrip erop leggen en binnen enkele seconden volgt er een nauwkeurig en betrouwbaar resultaat. De resultaten worden direct door de printer weer gegeven en in het geheugen opgeslagen. Daarnaast is het mogelijk om alle resultaten via een PC digitaal uit te lezen. Besluitvormingsprocessen in de kwaliteitszorg en de productie worden zodoende vergemakkelijkt.

QUANTOFIX® Relax – voor eenvoudige, betrouwbare kwaliteitscontroles

- Maximale precisie
- Objectieve resultaten
- Eenvoudige administratie van de resultaten


www.mn-net.com



* Deze tests zijn geschikt voor evaluatie met de QUANTOFIX® Relax.

© anutka (s. 1), Tijell (S.2), stock.adobe.com
KATNL100098 Getrankindustrie.nl3a

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com