

MACHEREY-NAGEL

Teststreifen für die Milchindustrie

Schnellteste



Einfach eintauchen und ablesen

- Präzise Nitratüberwachung
- Zuverlässige Desinfektionskontrolle
- Schnelle Qualitätsanalytik

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Teststreifen von MACHERY-NAGEL – Perfekt für die Milchindustrie

Sicherheit in Sekunden – Präzise Nitratüberwachung

Verlässlichkeit made in Germany

Setzen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung mit den Teststreifen von MACHERY-NAGEL! Unsere QUANTOFIX® Teststreifen sind nicht nur schnell und einfach zu handhaben, QUANTOFIX® Nitrat 250 ist mit einer Messungenauigkeit von unter 5% auch hochpräzise. Die Studienergebnisse finden Sie auf unserer Website.

Laborgeprüfte Applikationen für Milchprodukte

Durch eine leicht angepasste Anwendung lassen sich die Proben trotz hohem Fett- und Eiweißgehalt analysieren. Erfahren Sie alles dazu in den Applikationen auf unserer Website!

Mehr Infos online

Hier finden Sie die Studie
Applikationsvorschriften
und vieles mehr:



Objektiv und komfortabel – Unser QUANTOFIX® Relax

Audit-Sicherheit auf Knopfdruck: QUANTOFIX® Relax liefert objektive, digital dokumentierte Messergebnisse ohne Spielraum für Fehlinterpretationen. Bringen Sie Ihre Analytik auf die nächste Stufe! Melden Sie sich bei support@mn-net.com für eine persönliche Gerätevorstellung und überzeugen Sie sich selbst.

Unkomplizierte Reinigung

Das Gerätedesign verhindert einen direkten Kontakt der Probe mit der Messoptik. Ein kontaminierter Teststreifenträger lässt sich leicht reinigen – sogar in der Spülmaschine! Das verhindert verfälschte Ergebnisse durch Rückstände vorheriger Proben und spart Zeit und Nerven.

Gut zu wissen

All unsere Teststreifen lassen sich zusätzlich auch immer mit der aufgedruckten Farbskala auswerten. So können Sie doppelt sicher gehen und bleiben maximal flexibel!



Teststreifen von MACHEREY-NAGEL – Perfekt für die Milchindustrie

Keine Chance für Keime – Zuverlässige Desinfektionskontrolle

Egal ob Peroxid, Peressigsäure oder Chlor

Desinfektion ist essenziell für leckere und haltbare Milchprodukte. Unsere QUANTOFIX® Produktlinie umfasst eine sehr breite Auswahl an Teststreifen für alle gängigen Desinfektionsmittel. Finden Sie den richtigen auch für Ihre Anwendung!

Sichere Rückstandskontrolle

Behalten Sie Rückstände von Peroxid und Peressigsäure im Blick, damit gute Bakterien arbeiten können. Mit QUANTOFIX® Peroxid oder QUANTOFIX Peressigsäure – auch in besonders niedrigen Messbereichen.

Jetzt neu!

QUANTOFIX® Teststreifen mit dem Smartphone auswerten! Alles zu QuantifyGo® hier:



Qualität im Blick – pH, Pasteurisierung, Mineralstoffe

Unser Klassiker: pH-Fix

Der pH-Wert ist ein wichtiger Indikator für die Frische der Milch. pH-Fix 6,0 – 7,7 deckt den relevanten Bereich optimal ab. Die pH-Fix Technologie verhindert ein Ausbluten der Farbstoffe in die Milchprobe. pH-Fix gibt es in 15 verschiedenen Messbereichen!

Ausreichend erhitzt?

Prüfen Sie mit Phosphatesmo MI und Peroxtemo MI den Gehalt an alkalischer Phosphatase bzw. Lactoperoxidase zur genauen Überwachung des Erhitzungsprozesses.

Wertvolle Mineralstoffe

Bestimmen Sie den Mineralstoffgehalt von Milchprodukten schnell und einfach mit QUANTOFIX® Calcium oder QUANTOFIX® Kalium!

Alles in Butter

Prüfen Sie die Wasserteilung in Butter gemäß DIN 10311 mit unseren perfekt zugeschnittenen WATOR Wassertestpapieren.



Teststreifen von MACHEREY-NAGEL – Perfekt für die Milchindustrie

Bestellinformationen

Produkt	Anwendung	Messbereich	REF	
QUANTOFIX® Nitrat/Nitrit	Nitrat-/Nitritanalytik	10 – 500 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5 – 80 mg/L NO ₂ ⁻	91313	
QUANTOFIX® Nitrat 250	Nitratanalytik	4 – 250 mg/L NO ₃ ⁻	91366	
QUANTOFIX® Nitrat 100	Nitrat-/Nitritanalytik	3 – 100 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5 – 50 mg/L NO ₂ ⁻	91351	
QUANTOFIX® Nitrit	Nitritanalytik	0,5 – 80 mg/L NO ₂ ⁻	91311	
QUANTOFIX® Nitrit 25	Nitritanalytik	0,5 – 25,0 mg/L NO ₂ ⁻	91367	
QUANTOFIX® Peroxid 25	Desinfektionskontrolle	0,5 – 25 mg/L H ₂ O ₂	91319	
QUANTOFIX® Peroxid 100	Desinfektionskontrolle	1 – 100 mg/L H ₂ O ₂	91312	
QUANTOFIX® Peroxid 1000	Desinfektionskontrolle	50 – 1000 mg/L H ₂ O ₂	91333	
QUANTOFIX® Peressigsäure 50	Desinfektionskontrolle	5 – 50 mg/L PAA	91340	
QUANTOFIX® Peressigsäure 500	Desinfektionskontrolle	50 – 500 mg/L PAA	91341	
QUANTOFIX® Peressigsäure 2000	Desinfektionskontrolle	500 – 2000 mg/L PAA	91342	
QUANTOFIX® Chlor Sensitiv	Desinfektionskontrolle	0,1 – 10 mg/L Cl ₂	91339	
QUANTOFIX® Calcium	Mineralstoffanalytik	0 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Ca ²⁺	91324	
QUANTOFIX® Kalium	Mineralstoffanalytik	0 · 200 · 400 · 700 · 1000 · 1500 mg/L K ⁺	91316	
pH-Fix 6,0 – 7,7	pH-Bestimmung	pH 6,0 – 7,7	92150	
Phosphatesmo MI	Test auf alkalische Phosphatase	0,5 % Rohmilch in pasteurisierter Milch	90612	
Peroxtesmo MI	Test auf Lactoperoxidase	3 % Rohmilch in UHT-Milch	90627	
WATOR	Wasserverteilung in Butter	gemäß DIN 10311	90610	
Eutertestpapier	Test auf Mastitis	Erstdiagnostik	90748	

Ihr Händler vor Ort:

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

