

MACHEREY-NAGEL

Papiers pour les tests de germination des semences

Filtration



Qualité supérieure, fiabilité et flexibilité

- Conforme aux spécifications de l'ISTA
- Des solutions sur mesure pour nos clients
- Fabriqué en Allemagne

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Papiers pour les tests de germination des semences

Papiers conformes à l'ISTA pour les essais de semences

Les qualités spécialement sélectionnées pour les essais de semences sont fabriquées à partir de cellulose de haute pureté et sont adaptées de manière optimale par les experts de MACHEREY-NAGEL pour répondre aux exigences de nos clients. Les producteurs de semences internationaux font confiance à la qualité de MN depuis des années.

Les caractéristiques des papiers sont les suivantes :

- Fabriqué à partir de cellulose de haute pureté
- Pas d'effet cytotoxique
- Grande capacité d'absorption de l'eau
- Les racines ne poussent pas dans le papier
- Conductivité < 40 mS/m
- pH 6,0 – 7,5

MN vous offre une large sélection de papiers pour la méthodes ISTA :

- Top papers (TP)
- Papier plissé (PP)
- Between Papers (BP)
- Test de Heubach, recommandé par l'ESA

Vos experts MACHEREY-NAGEL vous accompagnent depuis le processus d'échantillonnage jusqu'aux activités quotidiennes, en passant par des conseils sur les nouveaux défis à relever.

Information de commande

Méthode	Grade	Description	REF
Papier plissé			
	MN 7229	Bandes plissées, 110 x 20 x 2000 mm 50 plis doubles, 1008 bandes/paquet	1007229001
	MN 7232	Bandes plissées grises, 110 x 20 x 2000 mm 50 plis doubles, 1008 bandes/paquet	1007232001
	MN 614	Bandes gaufrées	Sur demande *
Top paper			
	MN 7228	Papier filtre lisse, 110 g/m ² , 0.18 mm d'épaisseur	Sur demande *
	MN 270	Papier filtre lisse, 270 g/m ² , 0.54 mm d'épaisseur	Sur demande *
	MN 675	Papier filtre lisse, 180 g/m ² , 0.35 mm d'épaisseur	Sur demande *
Between paper			
	MN 7230	Papier filtre crêpé, 160 g/m ² , 0.69 mm d'épaisseur	Sur demande *
	MN 651/120	Papier filtre crêpé, 120 g/m ² , 0.44 mm d'épaisseur	Sur demande *
	MN 7231	Papier filtre lisse, 150 g/m ² , 0.32 mm d'épaisseur	Sur demande *
Test de Heubach – Mesure des valeurs de référence des poussières			
	MN 85/70 BF	Filtres en fibre de verre, circulaires, avec liant, 50 mm	4040050
Détermination des graisses			
	MN 645	Cartouches d'extraction pour Soxhlet – également extracteurs rapides	Sur demande *

* Dimensions personnalisées disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un devis, n'hésitez pas à nous contacter :

E-mail: sales-fr@mn-net.com

Phone: 0033 (0)3 88 68 22 68

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL

MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdet Cedex · France

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS

(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531
N° intracommunautaire FR04 379 859 531

