

MACHEREY-NAGEL

Teststreifen für die Milchindustrie



Einfach eintauchen und ablesen

- Präzise Nitratüberwachung
- Zuverlässige Desinfektionskontrolle
- Einfache Pasteurisierungskontrolle



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Teststreifen von MACHERY-NAGEL: Perfekt für die Milchindustrie

Sicherheit in Sekunden: präzise Nitratüberwachung

Verlässlichkeit made in Germany

Setzen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung mit den Teststreifen von MACHERY-NAGEL! Unsere QUANTOFIX® Teststreifen sind nicht nur schnell und einfach zu handhaben, sondern mit einer Messungenauigkeit von unter 5 % hochpräzise. Die Studienergebnisse finden Sie auf unserer Website.

Laborgeprüfte Applikationen für Milchprodukte

Durch eine angepasste Anwendung lassen sich die Proben trotz hohem Fett- und Eiweißgehalt analysieren. Erfahren Sie alles dazu in den Applikationen auf unserer Webseite!

Mehr Infos online

Hier finden Sie Applikationsvorschriften und vieles mehr:



Objektiv und komfortabel: unser QUANTOFIX® Relax

Die Automation egalisiert subjektive Farbwahrnehmung und bietet eine quantitative Auswertung der Teststreifen mit digitaler Dokumentation. Bringen Sie Ihre Analytik auf die nächste Stufe! Vereinbaren Sie direkt einen Termin mit unserem Außendienst und überzeugen Sie sich selbst.

Unkomplizierte Reinigung

Das Gerätedesign verhindert einen direkten Kontakt der Probe mit der Messoptik. Ein kontaminierter Teststreifenträger lässt sich leicht reinigen – sogar in der Spülmaschine!

Gut zu wissen

All unsere Teststreifen lassen sich zusätzlich auch immer mit der aufgedruckten Farbskala auswerten. So können Sie doppelt sicher gehen und bleiben maximal flexibel!



Teststreifen von MACHERY-NAGEL: Perfekt für die Milchindustrie

Keine Chance für Keime: zuverlässige Desinfektionskontrolle

CIP-Überwachung mit QUANTOFIX® Peroxid oder Peressigsäure

Probieren Sie QUANTOFIX® Teststreifen, um die richtige Dosierung des Desinfektionsmittels zu überwachen und sicherzustellen, dass der Reinigungsprozess keine Rückstände hinterlassen hat!


Sichere Rückstandskontrolle in Bechern

Finden Sie Peroxidrückstände nach der Aerosol desinfektion, um sicherzustellen, dass die nützlichen Bakterien arbeiten können. Verhindern Sie Produktionsausfälle mit QUANTOFIX® Peroxid 25 – schon ab einer Konzentration von 0,5 mg/L Peroxid!

Neu!

QUANTOFIX®

Teststreifen mit dem Smartphone auswerten! Hier alles über QuantifyGo® erfahren:



Alles, was Sie brauchen – von MACHERY-NAGEL

Ausreichend erhitzt?

Verwenden Sie Phosphatesmo MI zur Überprüfung der korrekten Pasteurisierung und Peroxtesmo MI zur Überwachung des UHT-Prozesses.

Fiterprodukte für die Milchindustrie

Stickstofffreie Wägeschiffchen für die Kjeldahl-Stickstoffbestimmung, Membranen zur Keimzahlbestimmung, Extraktionshülsen für die Fettgehaltsanalyse, Spritzenvorsatzfilter und vieles mehr!

Prozesswasser-, Kesselspeisewasser- und Abwasseranalyse

Unsere NANOCOLOR® Küvettenteste und VISOCOLOR® Powder Pillows sind perfekt für die Analyse von Chlor, Eisen, Wasserhärte, CSB, Phosphaten, Nitraten und vielem mehr!




Teststreifen von MACHERY-NAGEL: Perfekt für die Milchindustrie

Bestellinformationen

Produkt	Anwendung	Messbereich	REF
QUANTOFIX® Nitrat 250	Nitratanalytik	4 – 250 mg/L NO_3^-	91366 
QUANTOFIX® Nitrat 100	Nitrat-/Nitritanalytik	3 – 100 mg/L NO_3^- 0,5 – 50 mg/L NO_2^-	91351 
QUANTOFIX® Nitrit 25	Nitritanalytik	0,5 – 25 mg/L NO_2^-	91367 
QUANTOFIX® Peroxid 25	Desinfektionskontrolle	0,5 – 25 mg/L H_2O_2	91319 
QUANTOFIX® Peroxid 100	Desinfektionskontrolle	1 – 100 mg/L H_2O_2	91312 
QUANTOFIX® Peroxid 1000	Desinfektionskontrolle	50 – 1000 mg/L H_2O_2	91333 
QUANTOFIX® Peressigsäure 50	Desinfektionskontrolle	5 – 50 mg/L PAA	91340 
QUANTOFIX® Peressigsäure 500	Desinfektionskontrolle	50 – 500 mg/L PAA	91341 
QUANTOFIX® Peressigsäure 2000	Desinfektionskontrolle	500 – 2000 mg/L PAA	91342 
Phosphatesmo MI	Test auf alkalische Phosphatase	0,5 % Rohmilch in pasteurisierter Milch	90612
Peroxtesmo MI	Test auf Lactoperoxidase	3 % Rohmilch in UHT-Milch	90627
WATOR	Wasserverteilung in Butter	gemäß DIN 10311	90610
Eutertestpapier	Test auf Mastitis	Erstdiagnostik	90748

Ihr Händler vor Ort:



www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

