



Qualität, die man schmeckt.

Lösungen für die milchverarbeitende Industrie

- Präzise Nitratüberwachung
- Schnelle Desinfektionskontrolle
- Zuverlässige Qualitätskontrolle
- Einfache Überwachung von Prozesswasser, Kesselwasser und Abwasser


MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Lösungen für die milchverarbeitende Industrie

Analytik von Milchprodukten



Wasseranalytik*


* Mehr Informationen auf der Rückseite

CIP-Desinfektion/
Keimzahlbestimmung

Prozesswasser

Kesselwasser

Lösungen für die milchverarbeitende Industrie



Peroxidrückstände

■ 91319 QUANTOFIX® Peroxid 25 ■ 90610 WATER



Wasserverteilung



Pasteurisierungskontrolle

UHT-Kontrolle

■ 90612 Phosphatesmo MI ■ 91627 Peroxtesmo MI



Nitrat- / Nitritanalytik

■ 91351

QUANTOFIX® Nitrat 100

■ 91366

QUANTOFIX® Nitrat 250




Teststreifenleser

■ 91346 QUANTOFIX® Relax

Lösungen für die milchverarbeitende Industrie

Produktinformationen

Wasseranalytik nach Anwendungsbereich			
CIP-Desinfektion · Peroxid/Peressigsäure			
■ 91312 · QUANTOFIX® Peroxide 100	1 – 100 mg/L H ₂ O ₂		
■ 91314 · QUANTOFIX® Peressigsäure 500	50 – 500 mg/L PAA		
Labor · Keimzahlbestimmung			
■ 65300045050 · PORAFIL® Membranfilter, mit Gitter			
Prozesswasser · Chlor			
■ 91360 · QUANTOFIX® Chlor Sensitiv 1	0,05 – 1,2 mg/L Cl ₂		
■ 936220 · VISOCOLOR® Powder Pillows freies Chlor	0,03 – 6,00 mg/L Cl ₂		
■ 985017 · NANOCOLOR® Chlor/Ozon 2	0,05 – 2,50 mg/L Cl ₂		
Kesselwasser · Eisen			
■ 91359 · QUANTOFIX® Eisen Sensitiv	0,05 – 1,0 mg/L Fe ^{2+/3+}		
■ 936227 · VISOCOLOR® Powder Pillows Eisen	0,03 – 3,00 mg/L Fe		
■ 985037 · NANOCOLOR® Eisen 3	0,02 – 3,00 mg/L Fe		
Kesselwasser · Härte			
■ 91243 · AQUADUR® Sensitive	0 · 0,3 · 0,6 · 1,1 °d · 0 · 5 · 10 · 20 ppm CaCO ₃		
■ 915002 · VISOCOLOR® HE Gesamthärte H 2	0,05-2,00 °d/0,01-0,36 mmol/L Ca ²⁺		
Abwasser · Kläranlagenparameter			
■ 91601 · NANOCOLOR® Membranfiltrationssatz GF/PET			
■ 985029 · NANOCOLOR® CSB 1500	100 – 1500 mg/L O ₂		
■ 985080 · NANOCOLOR® ortho- und gesamt-Phosphat 15	0,30 – 15,00 mg/L P		
■ 985066 · NANOCOLOR® Nitrat 250	4 – 60 mg/L NO ₃ -N		
■ 985005 · NANOCOLOR® Ammonium 50	1 – 40 mg/L NH ₄ -N		

Überreicht durch

Mehr Informationen online:



Follow us



KATDE100272 Guide Milchindustrie de1a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

