

Kundeninformation

05.09.2019, Version 2, RaKr

Firmwareupdate für die Filterphotometer *NANOCOLOR*[®] 500 D, 400 D und PF-12

Übersicht

Photometer	Filterphotometer <i>NANOCOLOR</i> [®] 500 D, 400 D und PF-12
Firmwareversion	2.70 (<i>NANOCOLOR</i> [®] 500 D) 3.69 (<i>NANOCOLOR</i> [®] 400 D) 2.68 (Kompaktphotometer PF-12)
Preis	kostenlos
Verfügbarkeit	ab 09.09.2019
Abrufbar über	http://www.mn-net.com/tabid/11162/default.aspx
Benötigtes Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Software zum Update für Filterphotometer Verbindungskabel für das entsprechende Gerät



Wichtige Hinweise

Das jeweilige Firmwareupdate für die Filterphotometer *NANOCOLOR*[®] 500 D, 400 D und PF-12 löscht den Speicher des Gerätes. Sichern Sie Ihre Daten vorab über die PC-Software.

Updatevorgang

Laden Sie über die oben genannte Webseite die Software zum Update der Filterphotometer herunter und folgen Sie den Anweisungen auf der Internetseite.

Modifizierungen

- Einbindung neuer MN-Teste: *NANOCOLOR*[®] Sulfat HR 1000 (REF 985063), *NANOCOLOR*[®] Eisen LR (REF 918128)
- Neue Untermethode 0-155 für den MN-Test *NANOCOLOR*[®] Carbonathärte 15 (REF 985015): 20-270 mg/L CaCO₃
- Fehlerbehebung

Kontakt

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Technischer Support und Kundenberatung	Tel.:	+49 24 21 969-331
	E-Mail:	csc@mn-net.com
Bestellannahme (national)	Tel.:	0800 2616 000
	E-Mail:	sales-de@mn-net.com

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germany

DE / International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-mail: info@mn-net.com

CH:

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-mail: sales-ch@mn-net.com

FR:

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-mail: sales-fr@mn-net.com

US:

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-mail: sales-us@mn-net.com