

MACHEREY-NAGEL

# Snelle tests voor de zuivelindustrie

Sneltesten



Dip & Read Testpapier

- Snelle resultaten
- Eenvoudig in gebruik
- Betrouwbare analyse



**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# MN Dip & Read tests voor de zuivelindustrie

In de zuivelindustrie worden teststrips in de kwaliteitsanalyse en -controle toegepast. Ze zijn in gebruik vanaf de melkproductie bij de boer tot en met de verwerking ervan in de zuivelindustrie. De teststrips voor peroxide of perazijnzuur worden bijv. gebruikt om residuen van desinfectiemiddelen in verpakkingen uit te sluiten. Verhittingsprocessen kunnen eenvoudig en snel met testpapier op de aanwezigheid van enzymen fosfatase en peroxydase worden gecontroleerd. Door de snelle en eenvoudige uitvoering zijn teststrips uitermate geschikt voor kwaliteitscontroles in de melkindustrie.



## Productinformatie

Product	Toepassing	Meetbereik	REF
QUANTOFIX® Peroxid 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meet betrouwbaar peroxidresiduen vanaf 0,5 mg/L</li> <li>De teststrips kunnen bij kamertemperatuur worden opgeslagen</li> <li>Bescherming tegen foutieve positieve resultaten</li> </ul>	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	91319
QUANTOFIX® Perazijnzuur 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal voor perazijnzuur</li> <li>Geen peroxidestoringen tijdens de reactietijd</li> <li>De teststrips kunnen bij kamertemperatuur worden opgeslagen</li> </ul>	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L perazijnzuur	91340
Phosphatesmo MI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalische fosfatasetest</li> <li>Eenvoudige kwaliteitscontrole voor pasteurisatie</li> <li>Dip &amp; Read</li> </ul>	Gevoeligheidsdrempel: 300 U/L alkalische fosfatase in UHT-melk	90612
Peroxtesmo MI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test van lactoperoxydase in melk</li> <li>Eenvoudige kwaliteitscontrole voor UHT-verhitting</li> <li>Reukloos en niet-giftig voor maximale veiligheid</li> </ul>	Gevoeligheidsdrempel: 3 % rauwe melk in UHT-melk	90627
pH-Fix 6,0-7,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eenvoudige snelle pH-test in melk</li> <li>12 verdere meetbereiken beschikbaar</li> <li>Gebonden indicator voorkomt contaminatie van het testmedium</li> </ul>	pH 6,0 · 6,4 · 6,7 · 7,0 · 7,3 · 7,7	92150
<b>Verdere tests</b>			
WATOR	Waterverdeling in boter voor eenvoudige kwaliteitscontrole		90610
Uiertestpapier	Eenvoudige test op mastitis		90748
QUANTOFIX® Peroxide 1000	Test bij max. 1000 mg/L peroxide		91333
QUANTOFIX® Calcium	Eenvoudige analyse van 10-100 mg/L calcium in melk		91324
QUANTOFIX® Sensitive Chlor	Sporentest van totaal chloor tot 0,1 mg/L		91339

## OEM-fabricage

### Eersteklas eigen design producten

Over de jaren heeft MACHEREY-NAGEL een schat aan kennis en ervaring mbt OEM-fabricage opgedaan. Hierdoor heeft ons bedrijf nauwe banden met klanten over de gehele wereld kunnen smeden. Private label producten worden door onze klanten zeer gewaardeerd. Hierdoor wordt een betere presentatie van hun onderneming in de markt mogelijk. De hoge kwaliteit van onze producten verbindt zich met hun merknaam en verhoogt het imago. Onze interne, professionele designgroep ontwikkelt klantgericht drukwerk dat aan de hoogste eisen voldoet. Dit garandeert continu een hoge kwaliteit van de eindproducten en maakt het realiseren en presenteren van uw eigen merk in de markt heel eenvoudig.



[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valenciennner Str. 11  
52355 Düren · Duitsland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
 FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
 US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

