

## Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Control strips for / Kontrollstreifen für Languette de contrôle pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

REF 930988

LOT 1312

EXP 03.2027

Date / Datum			
Reflectometer type / Reflektometertyp / Type de réflectomètre	URYXXON® Relax	URYXXON® 500	URYXXON® Relax (Connect)
Reflectometer serial number / Reflektometer Seriennummer / N° de série du réflectomètre			
Tester / Prüfer / Contrôleur			
Performed by organisation / Prüfende Organisation / Organisme de contrôle			
Location / Ort / Lieu			
Temperature / Temperatur / Température			

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: UR2XXXX (ab Firmwareversion 1.62, außer V1.8D / from firmware version 1.62, except V1.8D / à partir de la version 1.62 du firmware (sauf 1.8D)), UR3XXXX (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions) und URYXXON® Relax (Connect) (alle Firmwareversionen / all firmware versions / toute les versions)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
(Red High)	859	25	834	884		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Red Middle)	507	25	482	532		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Green High)	808	25	783	833		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Green Middle)	381	25	356	406		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Blue High)	662	25	637	687		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(Blue Middle)	349	25	324	374		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® Relax with serial number / mit Seriennummer / avec numéro de série: URXXXX-UR2XXXX (bis Firmwareversion 1.61 und V1.8D / up to firmware version 1.61 and V1.8D / jusqu'à la version 1.61 et 1.8D du firmware)

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
BLD	808	25	783	833		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
UBG	531	25	506	556		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BIL	1607	75	1532	1682		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PRO	153	25	128	178		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NIT	348	25	323	373		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
KET	643	25	618	668		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GLU	666	25	641	691		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
pH	533	25	508	558		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SG	507	25	482	532		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LEU	381	25	356	406		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Evaluation sheet for / Auswertebogen für / Fiche d'évaluation pour URYXXON® Relax / URYXXON® 500

Evaluation table for / Auswertetabelle für / Tableau d'évaluation pour URYXXON® 500

Parameter / Paramètre	Target value / Sollwert / Valeur cible [REM]	Tolerance / Toleranz / Tolérance [REM]	Min. [REM]	Max. [REM]	Result / Messwert / Valeur mesurée	Assessment / Bewertung / Conformité	
						yes / ja / oui	nein / no / non
GREEN Hoch	826	50	776	876		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GREEN Mitte	452	50	402	502		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Hoch	758	50	708	808		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
BLUE Mitte	509	50	459	559		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Hoch	1002	50	952	1052		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ORANGE Mitte	611	50	561	661		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Hoch	1071	50	1021	1121		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
INFRA Mitte	608	50	558	658		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

The reflectometer meets all requirements /  
Das Reflektometer erfüllt alle Vorgaben /  
Le réflectomètre est conforme à tous les  
critères.

yes / ja / oui      no / nein / non

    

Tester / Prüfer / Contrôleur

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**



Management  
System  
EN ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

DE +49 24 21 969-0    info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00    sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68    sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24    sales-us@mn-net.com