


## Simplicité d'utilisation

### C'est aussi simple que cela

Avec *QuantifyGo*®, vous évaluez désormais vos bandelettes tests QUANTOFIX® de manière digitale et très simple – directement avec votre smartphone et sans avoir besoin d'installer d'application.



1 Scannez le code QR sur l'étui pliant ou à l'intérieur de ce dépliant.



2 Appuyez sur le bouton « Scan » dans l'application *QuantifyGo*®.



3 Placez la bandelette réactive trempée dans la solution sur la zone indiquée et prenez-la en photo.



4 Votre résultat s'affiche immédiatement sur l'écran.


## Vous avez des questions ?

Notre équipe se tient volontiers à votre disposition :

Customer Service Center  
Tél. : +49 24 21 969-333  
support@mn-net.com



Votre contact :



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valencienner Str. 11  
52355 Düren · Allemagne

KATFR100289 Flyer QuantifyGo f3a - Prostock-studio · Trukune – stock.adobe.com

## Évaluation digitale des bandelettes

# QuantifyGo®

## L'extension smartphone pour QUANTOFIX®

Trempez.  
Scannez.  
C'est prêt !



## Testez par vous-même !

Avec *QuantifyGo*®, vivez l'expérience de l'évaluation digitale de vos bandelettes tests QUANTOFIX® en direct.

Placez la bandelette test sur la face correspondante de l'étui pliant ou directement sur la zone de scan à l'intérieur du dépliant !

QUANTOFIX®  
Peroxide 25

1 s

Tremper la bandelette test pendant 1 s dans l'échantillon.

Secouer pour éliminer l'excès de liquide.

Attendre 15 s

Prendre la photo et la charger dans *QuantifyGo*®

QUANTOFIX®  
Peroxide 100

1 s

Tremper la bandelette test pendant 1 s dans l'échantillon.

Secouer pour éliminer l'excès de liquide.

Attendre 5 s

Prendre la photo et la charger dans *QuantifyGo*®

# L'analyse live de vos bandelettes !

Valeur de mesure claire –  
Objective, sans contraintes et gratuite !


- Scannez le code QR avec votre smartphone
- Placez la bandelette en bas sur l'image de l'étui
- Obtenez immédiatement votre valeur de mesure digitale

### Bon à savoir

Inscrivez-vous (optionnel) pour accéder aux fonctions d'équipe, au stockage des données et aux téléchargements.

Scannez  
le code QR  
et accédez  
directement à  
QuantifyGo® !

Scan for instant  
results with  
QuantifyGo



MACHEREY-NAGEL MN  
www.mn-net.com

# QuantifyGo®

Un système. Tous les échantillons.  
Un contrôle total.

### La précision plutôt que l'estimation



Valeurs objectives en mg/L.  
Finis la comparaison visuelle  
des échelles de couleurs.

### Vos données, votre structure



Associez directement  
vos résultats au type  
d'échantillon (ex : lait) ou au  
site de prélèvement.

### Travail d'équipe connecté



Partagez les résultats en  
temps réel avec votre  
équipe. Idéal pour les  
passages de consignes  
entre équipes.



### Documentation en un clic



Filtrez vos mesures et  
exportez-les directement en  
rapports PDF ou Excel pour  
vos audits.

### Scan and Go



Aucun téléchargement,  
aucune validation  
informatique requise.  
Scannez simplement le code  
QR et évaluez dans votre  
navigateur.


### Analyses professionnelles incluses



Pour les utilisateurs de  
QUANTOFIX®, toutes  
les fonctions – du scan  
à l'exportation – sont  
entièrement gratuites.

### QuantifyGo® – Flexible et mobile

- Analyse mobile sur site pour des résultats flexibles sur place.
- Démarrage immédiat sans matériel et sans frais supplémentaires.
- Objectivité digitale pour des valeurs précises sans erreurs de lecture.
- Gestion digitale des données pour un archivage et un export simplifiés.



# L'upgrade gratuit pour vos bandelettes tests

Inscrivez-vous pour en savoir plus :

- Enregistrez et téléchargez vos résultats.
- Ajoutez des informations sur vos échantillons.
- Travaillez en équipe et partagez vos données.

Gratuit

### Tests digitaux



D'autres paramètres suivront prochainement.

### Tout en un coup d'œil

Visitez notre site pour plus d'informations,  
des tutoriels et le téléchargement gratuit  
du cadre de scan. Découvrez tous les  
avantages de QuantifyGo® et optimisez  
votre flux de travail.



### Construisez l'avenir avec nous !

Nous développons QuantifyGo® pour vous.  
Quel paramètre souhaitez-vous évaluer de  
manière digitale prochainement ?

Soumettez votre paramètre souhaité :  
[support@mn-net.com](mailto:support@mn-net.com)



### Votre avis compte !

Aidez-nous à perfectionner l'application. Chaque retour est  
directement pris en compte dans notre développement.