

MACHEREY-NAGEL

Languettes test pour l'industrie laitière



Plongez-y et lisez le résultat !

- Surveillance précise des nitrates
- Contrôle fiable de la désinfection
- Contrôle des procédés de chauffage

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Languettes test MACHEREY-NAGEL – Idéales pour l'industrie laitière

Surveillance précise des nitrates

La fiabilité « made in Germany »

Faites confiance à plus de 50 ans d'expérience avec les languettes test MACHEREY-NAGEL ! Nos languettes de test QUANTOFIX® sont non seulement rapides et faciles à utiliser, mais le modèle QUANTOFIX® Nitrate 250 est également d'une grande précision, avec une marge d'erreur inférieure à 5 %. Vous trouverez les résultats des études sur notre site web.

Applications testées en laboratoire pour les produits laitiers

Grâce à une légère adaptation de la méthode, il est possible d'analyser les échantillons malgré leur forte teneur en matières grasses et en protéines. Découvrez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet dans les notes d'application disponibles sur notre site web !



Objectif et confortable – Notre QUANTOFIX® Relax


Une fiabilité d'audit en un clic : QUANTOFIX® Relax fournit des résultats de mesure objectifs et documentés numériquement, sans aucune marge d'erreur d'interprétation. Faites passer vos analyses au niveau supérieur ! Contactez-nous à l'adresse support@mn-net.com pour une démonstration personnalisée de l'appareil et constatez-le par vous-même.

Nettoyage facile

La conception de l'appareil empêche tout contact direct entre l'échantillon et le système optique de mesure. Un support de languettes test contaminé se nettoie facilement, même au lave-vaisselle ! Cela évite les résultats faussés par les résidus d'échantillons précédents et permet de gagner du temps et d'éviter les tracas.

Plus en ligne

Vous trouverez ici l'étude, les consignes d'utilisation et bien plus encore :



Bon à savoir

Toutes nos languettes test peuvent en outre être interprétées à l'aide de l'échelle de couleurs imprimée. Vous bénéficiez ainsi d'une double garantie et d'une flexibilité maximale !



Languettes test MACHERY-NAGEL – Idéales pour l'industrie laitière

Un contrôle fiable de la désinfection

Contrôle CIP avec QUANTOFIX® Peroxyde ou Acide peracétique

La désinfection est essentielle pour fabriquer des produits laitiers savoureux et de longue conservation. Essayez nos bandelettes de test QUANTOFIX® pour contrôler le dosage correct du désinfectant et vous assurer que le processus de nettoyage n'a laissé aucun résidu !

Contrôle fiable des résidus dans les gobelets

Surveillez la présence éventuelle de peroxyde résiduel après une désinfection par aérosol afin de garantir que les bonnes bactéries puissent continuer à agir. Évitez les arrêts de production grâce à QUANTOFIX® Peroxide 25 – dès 0,5 ppm de peroxyde !

Nouveauté !

Analysez QUANTOFIX® avec votre smartphone ! Pour tout savoir sur QuantifyGo®, cliquez ici :



Tout ce dont vous avez besoin – par MACHERY-NAGEL

Contrôle des procédés de chauffage

Utilisez Phosphatesmo MI pour vérifier la bonne pasteurisation et Peroxtesmo MI pour surveiller le procédé UHT.

Produits de filtration pour l'industrie laitière

Barquettes de pesée sans azote pour la détermination de l'azote selon la méthode de Kjeldahl, membranes pour la détermination du nombre de bactéries, manchons d'extraction, filtres à seringue et bien plus encore !

Analyse de l'eau de process, de l'eau d'alimentation des chaudières et des eaux usées

Nos tests en tube NANOCOLOR® et nos VISOCOLOR® Powder Pillows sont parfaits pour l'analyse de l'eau : chlore, fer, dureté de l'eau, DCO, phosphates, nitrates et bien d'autres paramètres encore !



Languettes test MACHEREY-NAGEL – Idéales pour l'industrie laitière

Informations relatives à la commande

Produit	Utilisation	Spécifications	REF	
QUANTOFIX® Nitrate 250	Analyse des nitrates	4 – 250 mg/L NO_3^-	91366	
QUANTOFIX® Nitrate 100	Analyse des nitrates / nitrites	3 – 100 mg/L NO_3^- 0,5 – 50 mg/L NO_2^-	91351	
QUANTOFIX® Nitrite 25	Analyse des nitrites	0,5 – 25 mg/L NO_2^-	91367	
QUANTOFIX® Peroxyde 25	Contrôle de la désinfection	0,5 – 25 mg/L H_2O_2	91319	
QUANTOFIX® Peroxyde 100	Contrôle de la désinfection	1 – 100 mg/L H_2O_2	91312	
QUANTOFIX® Peroxyde 1000	Contrôle de la désinfection	50 – 1000 mg/L H_2O_2	91333	
QUANTOFIX® Acide peracétique 50	Contrôle de la désinfection	5 – 50 mg/L PAA	91340	
QUANTOFIX® Acide peracétique 500	Contrôle de la désinfection	50 – 500 mg/L PAA	91341	
QUANTOFIX® Acide peracétique 2000	Contrôle de la désinfection	500 – 2000 mg/L PAA	91342	
Phosphatesmo MI	Test de la phosphatase alcaline	0,5 % de lait cru dans du lait pasteurisé	90612	
Peroxtesmo MI	Test de la lactoperoxydase	3 % de lait cru dans le lait UHT	90627	
WATOR	Répartition de l'eau dans le beurre	conforme à DIN 10311	90610	
Papier de test mammaire	Test de dépistage de la mammite	Diagnostic initial	90748	

Votre revendeur local :

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerdt Cedex · France

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

MACHEREY-NAGEL SAS

(Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €
Siret 379 859 531 00020 - RCS Strasbourg B379859531
N° intracommunautaire FR04 379 859 531