

MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR[®] CSB Teste

gemäß
according to
**ISO
15705**



Sicher, sicherer, am sichersten

- Bedenkenloses Arbeiten für den Anwender
- Kein Gefährdungspotential durch austretende Dichromat- und Quecksilberdämpfe
- Keine Kontrollmessungen erforderlich
- Einzigartige Ergebnisse im Markt

Wasseranalytik

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Bedenkenlose CSB-Analytik

Keine Gefährdung bei Bestimmung mit NANOCOLOR® CSB Testen

Bedeutet eine CSB Bestimmung gleich, dass Sie sich in Gefahr bringen? Nicht mit MACHEREY-NAGEL CSB Testen! Ein unabhängiges Prüfinstitut, Eurofins, hat unsere NANOCOLOR® CSB Tests auf ihr Gefährdungspotential geprüft und stellte fest, dass selbst unser Test mit der höchsten Kaliumdichromat-Konzentration, der NANOCOLOR® CSB 1500, für den Anwender sicher ist. Sogar in dem unwahrscheinlichen Fall, dass NANOCOLOR® CSB Küvetten geöffnet und beim Aufschluss ohne Schraubkappe gekocht werden, lässt sich in der Umgebungsluft keine Belastung durch Quecksilber oder Dichromat nachweisen.

Mit diesen Ergebnissen unterstreichen wir von MACHEREY-NAGEL unseren hohen Anspruch an Ihre Sicherheit. Wir werden auch weiterhin alles tun, um diese zu gewährleisten.



Messungen mit NANOCOLOR® CSB 1500

Für den Versuch wurden je 48 Bestimmungen des NANOCOLOR® CSB 1500 nach Anleitung mit und ohne Schraubkappe durchgeführt.

	Grundbelastung	Grundbelastung	Mit Kappe	Mit Kappe	Ohne Kappe	Ohne Kappe
Einheit	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Parameter	Dichromat	Quecksilber	Dichromat	Quecksilber	Dichromat	Quecksilber
Messwert in der Raumluft	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033	<0,001	<0,000033

Bestellinformationen

Test		Messbereich	REF
CSB 40*	ISO 15705	2–40 mg/L O ²	985027
CSB 60*	ISO 15705	5–60 mg/L O ²	985022
CSB LR 150*	ISO 15705	3–150 mg/L O ²	985036
CSB 160*	ISO 15705	15–160 mg/L O ²	985026
CSB 160* Hg-frei		15–160 mg/L O ²	963026
CSB 300*		50–300 mg/L O ²	985033
CSB 600*	ISO 15705	50–600 mg/L O ²	985030
CSB HR 1500*	ISO 15705	20–1500 mg/L O ²	985038
CSB 1500*	ISO 15705	100–1500 mg/L O ²	985029
CSB 1500* Hg-frei		100–1500 mg/L O ²	963029
CSB 4000*		400–4000 mg/L O ²	985011
CSB 10000*		1,00–10,00 g/L O ²	985023
CSB 15000*		1,0–15,0 g/L O ²	985028
CSB 60000*		5,0–60,0 g/L O ²	985012

* Dieses Produkt enthält kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe. Für detaillierte Informationen bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valenciener Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com