

MACHEREY-NAGEL

Sippermodul

*NANOCOLOR*<sup>®</sup> FP-200

Wasseranalytik



Höchstleistung für Ihr Labor

- Schnell – Effizientes Arbeiten ohne Küvettenwechsel
- Präzise – Erhöhen Sie Ihre Messgenauigkeit
- Bequem – Perfektes Zusammenspiel mit den Spektralphotometern *NANOCOLOR*<sup>®</sup> VIS II und *NANOCOLOR*<sup>®</sup> UV/VIS II

**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# Sippermodul NANOCOLOR® FP-200

## Sipperpumpe für die photometrische Analytik

Die photometrische Analyse bei hohem Probenaufkommen benötigt oftmals viel Zeit und Ressourcen durch das Ansetzen der Proben in verschiedenen Küvetten und das häufige Wechseln der Küvetten im Photometer. Mit dem Sippermodul NANOCOLOR® FP-200 und einer entsprechenden Durchflussküvette (2 mm, 10 mm oder 50 mm) kann der Arbeitsaufwand bei hohem Probenaufkommen im Labor drastisch und komfortabel reduziert werden.

Durch die Nutzung des Sippermoduls entfällt die Gefahr des Kontakts mit Chemikalien. Ein Umgießen der Proben in die Küvetten ist nicht mehr notwendig.



## Perfektes Zusammenspiel von Sippermodul und Photometer

- Bedienung direkt über die Spektralphotometer NANOCOLOR® VIS II und NANOCOLOR® UV/VIS II
- Methodenspezifische Sipperprogrammierung – kein Wechsel der Sippereinstellungen nötig

## Höchste Flexibilität

- Individuell einstellbare Pump-, Spül- und Absetzzeiten
- Komfortable Verwendung auch für Eigenapplikationen

## Leistungsstarke Analytik

- Steigerung der Analysengeschwindigkeit
- Zeitersparnis bei hohem Probendurchsatz, speziell bei der Verwendung von NANOCOLOR® Rechteckküvettentesten

## Robustes System

- Hohe Chemikalienbeständigkeit durch spezielle Schläuche
- Kein Kontakt von Chemikalien mit der Pumpe

## Bestellinformationen

Beschreibung	REF
Sippermodul NANOCOLOR® FP-200 für NANOCOLOR® UV/VIS II und NANOCOLOR® VIS II inkl. Handbuch, USB-Kabel, Tygon-Schlauchset mit Adaptern, Ansaugnadel und Zertifikat	919180
Schlauchset für Sippermodul NANOCOLOR® FP-200, bestehend aus Tygon-Schlauchset mit Adaptern und Pumpschlauch mit vormontierten Fittings	919181
Handbuch für Sippermodul NANOCOLOR® FP-200	919182
Ansaugnadel für NANOCOLOR® FP-200	919142
Stativ für NANOCOLOR® FP-200	919143



Lieferumfang REF 919180

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG  
Valencienner Str. 11  
52355 Düren · Deutschland

DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com  
CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com  
FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com  
US Tel.: +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com

