

MACHEREY-NAGEL

# Papieren voor de kiemkrachttest

Filtratie



Premium kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit

- Voldoen aan ISTA-specificaties
- Klant specifieke oplossingen
- Made in Germany

**MACHEREY-NAGEL**

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)



# Papieren voor de kiemkrachttest

## ISTA-conforme papieren voor zaadtesten

De speciaal voor zaadtesten ontwikkelde varianten zijn gemaakt van zeer zuivere cellulose en worden door de experts van MACHEREY-NAGEL optimaal afgestemd op de eisen van onze klanten. Internationale zaadproducenten vertrouwen al jaren op de kwaliteit van MN.

De papieren worden gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

- Gemaakt van zeer zuivere cellulose
- Goede waterabsorptie
- Wortels kunnen er niet in vastgroeien
- Geleidbaarheid < 40 mS/m
- pH 6,0 – 7,5

MN biedt u een ruime keuze aan papieren voor ISTA-methoden:

- Top of paper (TP)
- Pleated paper (PP)
- Between Paper (BP)
- Heubach-test met ESA-aanbeveling

Uw MACHEREY-NAGEL contactpersoon zal u ondersteunen vanaf het monster-nemingsproces, via de dagelijkse gang van zaken, tot advies over nieuwe uitdagingen.

## Bestelinformatie

Methode	Soort	Omschrijving	REF
<b>Pleated paper</b>			
	MN 7229	Geplooid papier, 110 x 20 x 2000 mm 50 dubbele plooiën, 1008 stroken/Pack	1007229001
	MN 7232	Geplooid papier, grijs, 110 x 20 x 2000 mm, 50 dubbele plooiën, 1008 stroken/Pack	1007232001
	MN 614	Omwikkelde strepen, generfd	Op aanvraag*
<b>Top of paper</b>			
	MN 7228	Glad filterpapier, 110 g/m <sup>2</sup> , 0,18 mm dikte	Op aanvraag*
	MN 270	Glad filterpapier, 270 g/m <sup>2</sup> , 0,54 mm dikte	Op aanvraag*
<b>Between paper</b>			
	MN 7230	Geruwd, 160 g/m <sup>2</sup> , 0,69 mm dikte	Op aanvraag*
	MN 651/120	Geruwd, 120 g/m <sup>2</sup> , 0,44 mm dikte,	Op aanvraag*
	MN 7231	Glad, 150 g/m <sup>2</sup> , 0,32 mm dikte	Op aanvraag*
<b>Heubach Test – Meting van beitsstof</b>			
	MN 85/70 BF	Glasvezel rondfilter, met bindmiddel, 50 mm	4040050
<b>Bepaling van vetten</b>			
	MN 645	Extractiehuizen voor Soxhlet – ook snelle extractie systemen	Op aanvraag*

\* Speciale afmetingen op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact met ons op!

Als u vragen hebt of een offerte wilt ontvangen, neem dan contact op met uw accountmanager:  
Leonie van Dongen  
E-mail: [Lvandongen@mn-net.com](mailto:Lvandongen@mn-net.com)  
Telefoon: +31 (0) 6 43 46 38 78

Follow us



sun\_apple (S. 2) – stock.adobe.com  
KATNL100262 Flyer Saatgoupapieren n11a

[www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

# MACHEREY-NAGEL



Management System  
EN ISO 13485:2016  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Duitsland

DE +49 24 21 969-0 [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com)  
CH +41 62 388 55 00 [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

FR +33 388 68 22 68 [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)  
US +1 888 321 62 24 [sales-us@mn-net.com](mailto:sales-us@mn-net.com)