

Información para el cliente

06.12.2025

Tiras reactivas en el QUANTOFIX® Relax

Mantenga siempre actualizado su QUANTOFIX® Relax.

Los dispositivos con número de serie QRXXXX son compatibles con las versiones de software 1.X; los QR2XXXX con las versiones de software 2.X; y los QR3XXXX con las versiones de software 3.X.

Las tiras reactivas/métodos de versiones de software anteriores están incluidos en las versiones de software más recientes. Tenga en cuenta que las nuevas tiras reactivas no están necesariamente incluidas en los dispositivos con números de serie QRXXXX y QR2XXXX.

Prueba	REF	Rango de medición/indicador	Intervalo de confianza	Decimales	Evaluable a partir de la versión
QUANTOFIX® Amonio	91315	10-350 mg/L NH ₄ ⁺	± 20%	0	1.0
QUANTOFIX® Ácido ascórbico	91314	25-1000 mg/L Vitamin C ^{e)}	± 15%	0	1.0
QUANTOFIX® Cloro sensible	91339	0,1-10 mg/L Cl ₂	± 20%	1	1.2
QUANTOFIX® Cromo	91301	3-100 mg/L CrO ₄ ²⁻	± 20%	0	2.0.2
QUANTOFIX® Formaldehído	91328	10-200 mg/L HCHO	± 20%	0	1.3
QUANTOFIX® Hierro total 1000	91330	5-500 mg/L Fe ^{2+/3+}	± 20%	0	2.0.2
QUANTOFIX® Azúcar total	91352	55-700 mg/L Fructose/Glucose	± 15%	0	1.45
QUANTOFIX® Glucosa	91348	50-2000 mg/L Glucose	± 20%	0	1.1
QUANTOFIX® Cobre	91304	10-300 mg/L Cu ^{+/2+}	± 20%	0	2.0.2
QUANTOFIX® Níquel	91305	5-100 mg/L Ni ²⁺	± 20%	0	2.0.2
QUANTOFIX® Nitrato / Nitrito	91313	10-500 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5-80 mg/L NO ₂ ⁻	± 20%	0 1 ^{b)}	1.1 ^{c)}
QUANTOFIX® Nitrato 100	91351	3-100 mg/L NO ₃ ⁻ 0,5-50 mg/L NO ₂ ⁻	± 20%	0 1 ^{b)}	1.4 ^{c) d)}
QUANTOFIX® Nitratos 250	91366	4-250 mg/L NO ₃ ⁻	± 10%	0	3.05
QUANTOFIX® Nitritos 25	91367	0,5-25,0 mg/L NO ₂ ⁻	± 20%	1	3.06
QUANTOFIX® Nitrito	91311	0,5-80 mg/L NO ₂ ⁻	± 20%	1 ^{b)}	1.1
QUANTOFIX® Nitrito 3000	91322	0,1-3,0 g/L NO ₂ ⁻	± 20%	1	2.0
QUANTOFIX® Ácido peracético 50	91340	5-50 mg/L Ácido peracético	± 20%	0	1.0
QUANTOFIX® Ácido peracético 500	91341	50-500 mg/L Ácido peracético	± 10%	0	1.0
QUANTOFIX® Ácido peracético 2000	91342	500-2000 mg/L Ácido peracético	± 10%	0	1.0
QUANTOFIX® Peróxido 25	91319	0,5-25,0 mg/L H ₂ O ₂	± 20%	1	1.0
QUANTOFIX® Peróxido 100	91312	1-100 mg/L H ₂ O ₂	± 20%	0	1.0
QUANTOFIX® Peróxido 1000	91333	50-1000 mg/L H ₂ O ₂	± 10%	0 ^{a)}	1.0
QUANTOFIX® Fosfato	91320	3-80 mg/L PO ₄ ³⁻	± 20%	0	1.2
QUANTOFIX® Sulfito	91306	10-500 mg/L SO ₃ ²⁻	± 20%	0	1.1
QUANTOFIX® Zinc	91310	5-40 mg/L Zn ²⁺	± 20%	0	2.0.2
pH-Fix 0,0-6,0	92115	pH 0,5-6,0	± 0,2	1	1.4
pH-Fix 0-14	92110	pH 1,0-13,0	± 0,3	1	1.3
pH-Fix 0-14 PT	92111	pH 1,0-13,0	± 0,3	1	1.3

pH-Fix 2,0-9,0	92118	pH 2,0-9,0	± 0,2	1	1.2
pH-Fix 3,6-6,1	92130	pH 3,6-6,1	± 0,2	1	1.4
pH-Fix 4,5-10,0	92120	pH 4,5-10,0	± 0,2	1	1.3
pH-Fix 6,0-7,7	92150	pH 6,0-7,7	± 0,2	1	1.4
pH-Fix 6,0-10,0	92122	pH 6,0-10,0	± 0,2	1	1.0
pH-Fix 7,0-14,0	92125	pH 7,0-13,5	± 0,3	1	1.4

^{a)} para H₂O₂ >1000 mg/L: diluir la muestra, el campo de advertencia es opcional

^{b)} NO₂⁻: <10 mg/L un decimal, a partir de 10 mg/L sin decimales

^{c)} Tenga en cuenta la evaluación modificada.

^{d)} Tenga en cuenta los métodos especiales indicados en la siguiente tabla.

^{e)} Rango de medición 50-1000 mg/L de vitamina C a partir de la versión 1.0. Rango de medición 25-1000 mg/L de vitamina C a partir de la versión 1.45.

Métodos especiales:

Método especial	Analógico REF	Tiempo de reacción	Evaluable a partir de la versión
NO3 100 S1	91351	3 min	1.42 ^{f)}
NO3 100 S2	91351	2 min	1.42 ^{f)}

^{f)} Disponible bajo pedido especial; póngase en contacto con MACHEREY-NAGEL.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Servicio técnico y atención al cliente

Teléfono +49 24 21 969-333
E-mail support@mn-net.com

Aceptación de pedidos

Teléfono +49 2421 969-0
E-mail info@mn-net.com



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com



Management
System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 0000056401

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany · www.mn-net.com

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com