

MACHEREY-NAGEL

Pruebas rápidas para horticultura

Pruebas rápidas



Tiras reactivas para inmersión y lectura

- Análisis rápido del suelo
- Fáciles de usar
- Gran valor informativo



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Pruebas de inmersión y lectura MN para horticultura

Las pruebas de inmersión y lectura MN proporcionan un medio sencillo para obtener información sobre los parámetros del suelo. Son fáciles de usar sin necesidad de formación y proporcionan resultados directamente en el punto de interés. En muchos casos, la detección sistemática con estas pruebas es suficiente para determinar si es necesario realizar análisis más detallados.



Información sobre el producto

Producto	Uso	Gradación	REF
pH-Fix 2-9	▪ Detecta el pH del suelo ▪ Procedimiento fácil de inmersión y lectura ▪ Tabla de colores brillante para resultados precisos	pH 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 6,5 · 7 · 7,5 · 8 · 8,5 · 9	92118
QUANTOFIX® Nitrato / nitrito	▪ Fácil detección de nitrato (NO_3^-) y nitrito (NO_2^-) ▪ El nitrato es un indicador del nitrógeno disponible para las plantas	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L de NO_3^- 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L de NH_4^+	91313
QUANTOFIX® Amonio	▪ Detecta amoníaco ▪ Todos los reactivos necesarios incluidos ▪ Resultados inmediatos	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L de NH_4^+	91315
QUANTOFIX® Cloro Sensitive	▪ Detecta cloro libre y total, incluidas las cloraminas ▪ En horticultura, el cloro se puede utilizar como conservante después de la cosecha	0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/L de Cl_2	91339
QUANTOFIX® Fosfato	▪ Detecta ortofosfato ▪ Todos los reactivos necesarios incluidos ▪ El fósforo es un nutriente esencial para las plantas que se absorbe en grandes cantidades	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L de PO_4^{3-} (solo ortofosfato)	91320
Otros			
QUANTOFIX® Calcio	Detecta calcio (10–100 mg/L Ca^{2+})		91324
QUANTOFIX® Potasio	Fácil determinación del potasio, un nutriente primario para las plantas (200–1500 mg/L de K^+)		91316
QUANTOFIX® Dureza de carbonatos	Indica la alcalinidad del agua de riego (3–20 °d)		91323
QUANTOFIX® Cloro	Detección rápida y sencilla de concentraciones elevadas de cloro (0–100 mg/L de Cl_2)		91317



Su distribuidor local



Follow us



© Sherez (S. 1) · stock.adobe.com
KATES100097 Dip & Read Tests for Horticulture es2a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com