

MACHEREY-NAGEL

Papeles para la prueba de gérmenes

Filtración



Calidad superior, continuidad y flexibilidad

- Cumplimiento de los requisitos ISTA
- Soluciones personalizadas para los clientes
- Made in Germany

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Papeles para la prueba de gérmenes

Papeles conformes con ISTA para el análisis de semillas

Las calidades desarrolladas especialmente para el análisis de semillas están compuestas por celulosa de alta pureza y los expertos de MACHEREY- NAGEL las han adaptado de forma óptima a las necesidades de nuestros clientes. Los productores internacionales de semillas confían desde hace años en la calidad de MN.

Los papeles se caracterizan por las propiedades siguientes:

- De celulosa de alta pureza
- Buena absorción de agua
- Sin penetración de raíces
- Conductividad <40 mS/m
- pH 6,0 – 7,5

MN ofrece una amplia selección de papeles para los métodos ISTA:

- Parte superior del papel (TP)
- Papel plisado (PP)
- Entre el papel (BP)
- Prueba de Heubach con recomendación ESA

Sus personas de contacto de MACHEREY-NAGEL le acompañarán desde el proceso de muestreo, pasando por la rutina diaria, hasta el asesoramiento sobre nuevos retos.

Información para pedidos

Método	Calidad	Descripción	REF
Papel plisado			
	MN 7229	Tiras plisadas, 110 x 20 x 2000 mm, 50 pliegues dobles, 1008 tiras/envase	1007229001
	MN 7232	Tiras plisadas, grises, 110 x 20 x 2000 mm, 50 pliegues dobles, 1008 tiras/envase	1007232001
	MN 614	Tiras para plegar, granuladas	Previa solicitud *
Parte superior del papel			
	MN 7228	Papel de filtro liso, 110 g/m ² , grosor 0,18 mm	Previa solicitud *
	MN 270	Papel de filtro liso, 270 g/m ² , grosor 0,54 mm	Previa solicitud *
Entre el papel			
	MN 7230	Crepado, 160 g/m ² , grosor 0,69 mm	Previa solicitud *
	MN 651/120	Crepado, 120 g/m ² , grosor 0,44 mm	Previa solicitud *
	MN 7231	Liso, 150 g/m ² , grosor 0,32 mm	Previa solicitud *
Prueba de Heubach – Medición del polvo de desinfección			
	MN 85/70 BF	Filtro redondo de fibra de vidrio, con aglutinante, 50 mm	4040050
Determinación de grasas			
	MN 645	Mangas de extracción para Soxhlet – también sistemas de extracción rápida	Previa solicitud *

* Dimensiones personalizadas disponibles previa solicitud. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Si tiene dudas o desea solicitar un presupuesto, no dude en dirigirse a:
E-mail: support@mn-net.com
Teléfono: 0 24 21 969-333


Follow us



KATES 100262 Flyer Saatgutpapiere es 1a

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com