

MACHEREY-NAGEL

Pruebas de inmersión y lectura para la industria alimentaria

Pruebas rápidas



Rápidas y fáciles

- Resultados fiables
- Control de calidad eficaz



Lecturas
precisas con
QUANTOFIX®
Relax

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Pruebas de inmersión y lectura MN para la industria alimentaria

La calidad elevada y la seguridad del consumidor son un aspecto fundamental en la producción de alimentos. MN ofrece una amplia gama de tiras reactivas que se pueden utilizar para verificar la constancia de la alta calidad de los productos y la seguridad de los equipos y las instalaciones de producción. Las soluciones para tiras reactivas de MN son rápidas, fáciles de usar y fiables, por lo que garantizan la seguridad y eficacia de los productos y de las mediciones.



Información sobre el producto

Prueba	Producto	Uso	Gradación	REF
	■ QUANTOFIX® Peróxido 25	- Detección fiable de residuos de peróxido hasta 0,5 mg/L - Se puede almacenar a temperatura ambiente - Resultados precisos en 15 segundos	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L de H ₂ O ₂	91319
	■ QUANTOFIX® Sulfito	- El sulfito presente en los alimentos puede provocar reacciones alérgicas graves - Pruebas para detectar sulfito en alimentos tratados con conservantes a base de azufre - Resultados fiables en 20 segundos	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L de SO ₃ ²⁻	91306
	■ QUANTOFIX® Ácido peracético 2000	- Específico para ácido peracético - Sin interferencia de peróxido durante el tiempo de reacción - Detecta niveles de potencia desinfectante de hasta 2000 mg/L	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/L de ácido peracético	91342
	■ pH-Fix 2,0–9,0	- Siempre listo para usar - Tabla de colores brillante para resultados precisos - Resultados fiables en segundos	pH 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0	92118
	■ QUANTOFIX® Ácido ascórbico (vitamina C)	- La vitamina C es importante y conveniente en los alimentos - También se utiliza como estabilizador y reductor - Resultados fiables en 45 segundos	0 · 50 · 25 · 50 · 1000 · 2000 mg/L de vitamina C	91314
	■ QUANTOFIX® Nitrato / nitrito	- Frecuente en muchos alimentos - Las dosis elevadas tienen efectos adversos para la salud - Resultados fiables en 60 segundos	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L de NO ₃ ⁻ 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L de NO ₂ ⁻	91313
Others				
	■ Peroxtesmo KO	Detección rápida y sencilla de peroxidasa en alimentos		90606
	■ PEHANON®	Fácil determinación del pH en líquidos coloreados		904...
	■ QUANTOFIX® Cianuro	Detección fiable de cianuro, sobre todo en la producción de aguardiente de frutas		91318
	■ INDIPRO	Detección de residuos proteicos en equipos y superficies de trabajo		90765

QUANTOFIX® Relax

REF 91346

El instrumento permite la lectura automática de tiras reactivas QUANTOFIX®. Coloque simplemente la tira en el adaptador de tiras y Relax le dará un resultado preciso y fiable en cuestión de segundos. Los resultados se imprimen, se guardan internamente y se pueden transmitir a un PC. Es ideal para los directores de control de calidad y los responsables de la toma de decisiones en la producción.

QUANTOFIX® Relax – para procedimientos de control de calidad fáciles y fiables

- Máxima precisión
- Resultados objetivos
- Administración sencilla de los resultados



Estas pruebas son adecuadas para la detección con QUANTOFIX® Relax



www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



Management System
EN ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 0000056401



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

DE +49 24 21 969-0 info@mn-net.com

CH +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com

FR +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com

US +1 888 321 62 24 sales-us@mn-net.com